



MATELAS ESCARRE STADE 0 - MATO (CONFORT)  
**Chambre médicalisée** - Long séjour / Alzheimer



# Sommaire

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860</b> | 3  |
| <b>Nos engagements</b>                                                  | 4  |
| <b>Choisir l'économie circulaire</b>                                    | 5  |
| <b>Matériaux recyclables</b>                                            | 6  |
| <b>Certifications</b>                                                   | 7  |
| <b>Matelas Hébergement Long séjour / Alzheimer</b>                      | 8  |
| <b>Nos points forts</b>                                                 |    |
| Easy CLEAN (Easy CLEAN)                                                 | 10 |
| Facilité de livraison et de stockage (Logistique optimisée)             | 11 |
| <b>Les caractéristiques</b>                                             |    |
| Fonction(s) Distinctive(s)                                              | 13 |
| Configurable                                                            | 14 |
| Surface de couchage                                                     | 15 |
| <b>Spécificités techniques</b>                                          | 16 |
| <b>Une maintenance préventive qui s'adapte à vous</b>                   | 44 |
| <b>Les avantages de la maintenance préventive</b>                       | 45 |
| <b>Nos prestations de maintenance préventive</b>                        | 46 |





## **HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860**

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.



## Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s'engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

### Nos 6 engagements



Une production Made in France



L'utilisation de ressources renouvelables



Intégration de l'économie circulaire dans tout nouveau développement produit



Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)



Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l'environnement



Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

# Choisir l'économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d'un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l'infini car ses fibres deviennent trop petites ou s'épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



# Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.



## Le bois de réemploi

Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

### 100% en bois de réemploi

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

### 100% bois certifié FSC

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF. Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



## Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



## Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.

# Un niveau de certification de premier plan



# MATELAS HÉBERGEMENT

Long séjour / Alzheimer

Escarre stade 0 - MATO (CONFORT)





# **NOS POINTS FORTS**

# Easy CLEAN (Easy CLEAN)



Pensé pour le **confort des patients** et la **sérénité des équipes soignantes**, le concept EasyClean facilite l'entretien au quotidien.

Grâce à sa structure monobloc et à sa **housse intégrale zippée sur trois côtés**, facilement **amovible**, une **manipulation simple et rapide** est assurée. Protégées par des **rabats couvrants**, les fermetures évitent toute rétention de poussière ou de liquide.

Cette **conception hygiénique et fonctionnelle** réduit le temps de nettoyage et garantit un environnement sain et sûr pour tous.



Nos matelas peuvent être livrés selon **deux modes** pour s'**adapter** à vos contraintes logistiques.


La livraison à plat, **prête à l'emploi**, elle **facilite** la mise en service **immédiate** et le stockage classique.

Ou la livraison compressé qui permet d'**optimiser l'espace**, de **réduire l'encombrement** et de **simplifier** le transport, tout en conservant la **qualité** du matelas.

Ces deux solutions offrent une **flexibilité** maximale, vous permettant de choisir le conditionnement le plus adapté à votre organisation.



# **LES CARACTÉRISTIQUES**




## Anti escarres

Les escarres se forment lorsque **la peau et les tissus sous-jacents subissent une pression prolongée**, un cisaillement ou une friction, souvent sur des zones osseuses. **La pression comprime les tissus** et peut provoquer des lésions cellulaires, **le cisaillement déplace les tissus profonds et pince les vaisseaux**, et chaleur ou humidité fragilisent la peau.

Conçu pour limiter ces pressions, le matelas de confort offre un **soutien stable** et un **accueil souple**, améliorant le **confort** et le **bien-être du patient**.

Idéal pour les **personnes alitées moins de 10 heures par jour, se mobilisant seules et sans difficulté**, il convient aux patients à **faible risque nécessitant plus de 8 changements de position quotidiens**.



### Dimensions

Le matelas est proposé dans un **grand choix de dimensions** afin de **s'adapter à tous les lits et aux différentes morphologies** des patients.

Cette variété assure un **maintien stable** et un **confort optimal**, tout en facilitant l'installation sur différents types de lits.

Chaque dimension est pensée pour favoriser la **sécurité et le bien-être** du patient, tout en répondant aux exigences des environnements médicaux.




### Forme d'angles

Le matelas s'adapte à **tous les lits du marché** grâce à deux options d'angles.

Les **angles tronqués** sont disponibles pour **faciliter l'installation de potences**.

Les **angles droits**, offrent une **surface complète** pour un **confort maximal** et garantissent une **stabilité optimale** sur le sommier.

Cette flexibilité permet de répondre aux différents besoins des patients et du personnel, tout en combinant **confort et sécurité**.




### Rallonge de matelas

La rallonge de matelas **prolonge** le couchage tout en maintenant le **confort** et le **soutien** caractéristiques du matelas.

Elle **conserve** la répartition homogène des pressions, l'effet anti-cisaillement et la ventilation qui garantissent un bien-être optimal.


**Facile** à installer, elle permet au patient de bénéficier d'une surface de couchage étendue sans compromettre les propriétés bénéfiques du matelas, assurant un **maintien confortable** et **durable** sur toute la longueur du lit.



## Housse

La housse intégrale, **zippée sur trois côtés et munie de rabats de protection**, facilite la mise en place et le retrait du matelas ainsi que son entretien.

Confectionnée dans un **tissu imperméable et respirant de 150g/m<sup>2</sup>**, elle favorise l'évacuation de la transpiration et de l'humidité corporelle, contribuant au **confort du patient**. Lavable et séchable en machine, elle est **adaptée aux environnements médicaux** et répond aux exigences de sécurité grâce à son **classement au feu M1**.



## Matelas

La mousse en polyuréthane haute résilience d'une **densité de 35kg/m<sup>3</sup>**, combine **fermeté durable** et **confort**.

Elle **soutient efficacement le patient, répartit les pressions** et supporte jusqu'à **120kg**, même en usage prolongé. Sa structure à cellules ouvertes favorise la **circulation de l'air**, **limite l'humidité** et **améliore l'hygiène**.

Adaptée à différents profils, cette mousse garantit un **repos stable**, et confortable, offrant **bien-être** et **sécurité** au quotidien.

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids

1,7 kg

DIMENSIONS

Longueur

20 cm

Largeur

100 cm

Hauteur

14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse

Polyuréthane Haute Résilience

Densité Mousse HR

35 kg/m3

Portance Mousse HR

3,4 kPa

Matière Housse

60% polyuréthane 40% polyester

Housse - Lavage en machine

95 Maxi T°C

Housse - Séchage en machine

60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas

Matelas Rallonge Sommier

Classe Matelas

Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient

130 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE

CE

CLASSEMENT FEU

Mousse

M4

Housse

M1

Test de résistance au feu


NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire

Housse intégrale zippée 3 côtés

020 | 100 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée



POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids

1,9 kg

DIMENSIONS

Longueur

20 cm

Largeur

120 cm

Hauteur

14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse

Polyuréthane Haute Résilience

Densité Mousse HR

35 kg/m3

Portance Mousse HR

3,4 kPa

Matière Housse

60% polyuréthane 40% polyester

Housse - Lavage en machine

95 Maxi T°C

Housse - Séchage en machine

60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas

Matelas Rallonge Sommier

Classe Matelas

Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient

130 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE

CE

CLASSEMENT FEU

Mousse

M4

Housse

M1

Test de résistance au feu


NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire

Housse intégrale zippée 3 côtés

020 | 120 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée



POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids2,2 kg

DIMENSIONS

Longueur20 cm  
Largeur140 cm  
Hauteur17 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience  
Densité Mousse HR35 kg/m3  
Portance Mousse HR3,4 kPa  
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester  
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C  
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasMatelas Rallonge Sommier  
Classe MatelasClasse 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient130 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CECE


CLASSEMENT FEU

MousseM4  
HousseM1  
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

020 | 140 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée



POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids

10,8 kg

DIMENSIONS

Longueur

190 cm

Largeur

90 cm

Hauteur

12 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse

Polyuréthane Haute Résilience

Densité Mousse HR

35 kg/m3

Portance Mousse HR

3,4 kPa

Matière Housse

60% polyuréthane 40% polyester

Housse - Lavage en machine

95 Maxi T°C

Housse - Séchage en machine

60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas

Confort multi-articulation

Classe Matelas

Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient

40 - 120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE

CE

CLASSEMENT FEU

Mousse

M4

Housse

M1

Test de résistance au feu


NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire

Housse intégrale zippée 3 côtés

190 | 090 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée



POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids

10,8 kg

DIMENSIONS

Longueur

190 cm

Largeur

90 cm

Hauteur

12 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse

Polyuréthane Haute Résilience

Densité Mousse HR

35 kg/m3

Portance Mousse HR

3,4 kPa

Matière Housse

60% polyuréthane 40% polyester

Housse - Lavage en machine

95 Maxi T°C

Housse - Séchage en machine

60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas

Confort multi-articulation

Classe Matelas

Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient

40 - 120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE

CE

CLASSEMENT FEU

Mousse

M4

Housse

M1


Test de résistance au feu

NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire

Housse intégrale zippée 3 côtés



190 | 090 | HR

COMPRESSÉ

NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée



POIDS - ECO-PERFORMANCES

|       |        |
|-------|--------|
| Poids | 8,5 kg |
|-------|--------|

DIMENSIONS

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 158 cm |
| Largeur  | 78 cm  |
| Hauteur  | 14 cm  |

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Matière Mousse              | Polyuréthane Haute Résilience  |
| Densité Mousse HR           | 35 kg/m3                       |
| Portance Mousse HR          | 3,4 kPa                        |
| Matière Housse              | 60% polyuréthane 40% polyester |
| Housse - Lavage en machine  | 95 Maxi T°C                    |
| Housse - Séchage en machine | 60 Maxi T°C                    |

TYPE

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Type de matelas | Confort                  |
| Classe Matelas  | Classe 0 - Risque faible |

CHARGE DE SÉCURITÉ

|                    |      |
|--------------------|------|
| Poids maxi patient | ? kg |
|--------------------|------|

RÈGLEMENTATION

|             |    |
|-------------|----|
| Marquage CE | CE |
|-------------|----|

CLASSEMENT FEU

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Mousse                    | M4 |
| Housse                    | M1 |
| Test de résistance au feu |    |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Commentaire | Housse intégrale zippée 3 côtés |
|-------------|---------------------------------|



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée





# Spécificités techniques

AC-4000-00008-C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 160 X 80 CM - POUR LIT BAMBINO - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids8,5 kg

DIMENSIONS

Longueur158 cm  
Largeur78 cm  
Hauteur14 cm  
DimensionsCompressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience  
Densité Mousse HR35 kg/m3  
Portance Mousse HR3,4 kPa  
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester  
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C  
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasConfort  
Classe MatelasClasse 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient? kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CECE

CLASSEMENT FEU

MousseM4  
HousseM1  
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

160 | 080 | HR  
COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée



POIDS - ECO-PERFORMANCES

|       |         |
|-------|---------|
| Poids | 2,85 kg |
|-------|---------|

DIMENSIONS

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 120 cm |
| Largeur  | 60 cm  |
| Hauteur  | 6 cm   |

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Matière Mousse              | Polyuréthane Haute Résilience  |
| Densité Mousse HR           | 25 kg/m3                       |
| Portance Mousse HR          | kPa                            |
| Matière Housse              | Polychlorure de Vinyle 15/100e |
| Housse - Lavage en machine  | 95 Maxi T°C                    |
| Housse - Séchage en machine | Non T°C                        |

TYPE

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Type de matelas | Matelas enfant           |
| Classe Matelas  | Classe 0 - Risque faible |

CHARGE DE SÉCURITÉ

|                    |      |
|--------------------|------|
| Poids maxi patient | ? kg |
|--------------------|------|

RÈGLEMENTATION

|             |    |
|-------------|----|
| Marquage CE | CE |
|-------------|----|

CLASSEMENT FEU

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Mousse                    | M4 |
| Housse                    | M1 |
| Test de résistance au feu |    |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Commentaire | Housse intégrale zippée 3 côtés |
|-------------|---------------------------------|

120 | 060 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée



POIDS - ECO-PERFORMANCES

|       |         |
|-------|---------|
| Poids | 3,57 kg |
|-------|---------|

DIMENSIONS

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 150 cm |
| Largeur  | 60 cm  |
| Hauteur  | 6 cm   |

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Matière Mousse              | Polyuréthane Haute Résilience  |
| Densité Mousse HR           | 25 kg/m3                       |
| Portance Mousse HR          | kPa                            |
| Matière Housse              | Polychlorure de Vinyle 15/100e |
| Housse - Lavage en machine  | 95 Maxi T°C                    |
| Housse - Séchage en machine | Non T°C                        |

TYPE

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Type de matelas | Matelas enfant           |
| Classe Matelas  | Classe 0 - Risque faible |

CHARGE DE SÉCURITÉ

|                    |      |
|--------------------|------|
| Poids maxi patient | ? kg |
|--------------------|------|

RÈGLEMENTATION

|             |    |
|-------------|----|
| Marquage CE | CE |
|-------------|----|

CLASSEMENT FEU

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Mousse                    | M4 |
| Housse                    | M1 |
| Test de résistance au feu |    |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Commentaire | Housse intégrale zippée 3 côtés |
|-------------|---------------------------------|

150 | 060 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée



POIDS - ECO-PERFORMANCES

|       |         |
|-------|---------|
| Poids | 3,09 kg |
|-------|---------|

DIMENSIONS

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 130 cm |
| Largeur  | 60 cm  |
| Hauteur  | 6 cm   |

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Matière Mousse              | Polyuréthane Haute Résilience  |
| Densité Mousse HR           | 25 kg/m3                       |
| Portance Mousse HR          | kPa                            |
| Matière Housse              | Polychlorure de Vinyle 15/100e |
| Housse - Lavage en machine  | 95 Maxi T°C                    |
| Housse - Séchage en machine | Non T°C                        |

TYPE

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Type de matelas | Matelas enfant           |
| Classe Matelas  | Classe 0 - Risque faible |

CHARGE DE SÉCURITÉ

|                    |      |
|--------------------|------|
| Poids maxi patient | ? kg |
|--------------------|------|

RÈGLEMENTATION

|             |    |
|-------------|----|
| Marquage CE | CE |
|-------------|----|

CLASSEMENT FEU

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Mousse                    | M4 |
| Housse                    | M1 |
| Test de résistance au feu |    |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Commentaire | Housse intégrale zippée 3 côtés |
|-------------|---------------------------------|



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée



POIDS - ECO-PERFORMANCES

|       |        |
|-------|--------|
| Poids | 0,4 kg |
|-------|--------|

DIMENSIONS

|          |       |
|----------|-------|
| Longueur | 72 cm |
| Largeur  | 32 cm |
| Hauteur  | 5 cm  |

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Matière Mousse              | Polyuréthane Haute Résilience  |
| Densité Mousse HR           | 25 kg/m3                       |
| Matière Housse              | Polychlorure de Vinyle 15/100e |
| Housse - Lavage en machine  | 60 Maxi T°C                    |
| Housse - Séchage en machine | Non T°C                        |

TYPE

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Type de matelas | Matelas Berceau          |
| Classe Matelas  | Classe 0 - Risque faible |

CHARGE DE SÉCURITÉ

|                    |      |
|--------------------|------|
| Poids maxi patient | ? kg |
|--------------------|------|

RÈGLEMENTATION

|             |    |
|-------------|----|
| Marquage CE | CE |
|-------------|----|

CLASSEMENT FEU

|        |    |
|--------|----|
| Mousse | M4 |
| Housse | M1 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Commentaire | Housse intégrale zippée 3 côtés |
|-------------|---------------------------------|

080 | 035 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée





# Spécificités techniques

AC-LX-M207-A-Y4

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES TRONQUES

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids 8,3 kg

DIMENSIONS

Longueur 198 cm  
Largeur 88 cm  
Hauteur 14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse Polyuréthane Haute Résilience  
Densité Mousse HR 35 kg/m3  
Portance Mousse HR 3,4 kPa  
Matière Housse 60% polyuréthane 40% polyester  
Housse - Lavage en machine 95 Maxi T°C  
Housse - Séchage en machine 60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas Confort multi-articulation  
Classe Matelas Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient 40 - 120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE CE


CLASSEMENT FEU

Mousse M4  
Housse M1  
Test de résistance au feu NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée



# Spécificités techniques

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids 8,3 kg

## DIMENSIONS

Longueur 198 cm  
Largeur 88 cm  
Hauteur 14 cm  
Dimensions Compressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse Polyuréthane Haute Résilience  
Densité Mousse HR 35 kg/m3  
Portance Mousse HR 3,4 kPa  
Matière Housse 60% polyuréthane 40% polyester  
Housse - Lavage en machine 95 Maxi T°C  
Housse - Séchage en machine 60 Maxi T°C

## TYPE

Type de matelas Confort multi-articulation  
Classe Matelas Classe 0 - Risque faible

## CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient 40 - 120 kg

## RÈGLEMENTATION

Marquage CE CE

## CLASSEMENT FEU


Mousse M4  
Housse M1  
Test de résistance au feu NF EN 597-1 et NF EN 597-2

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire Housse intégrale zippée 3 côtés

AC-LX-M207-A-Y4-C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES TRONQUES - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE



## NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée





# Spécificités techniques

AC-LX-M207-Y4

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids10,8 kg

DIMENSIONS

Longueur198 cm  
Largeur88 cm  
Hauteur14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience  
Densité Mousse HR35 kg/m3  
Portance Mousse HR3,4 kPa  
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester  
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C  
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasConfort multi-articulation  
Classe MatelasClasse 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CECE


CLASSEMENT FEU

MousseM4  
HousseM1  
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée






# Spécificités techniques

AC-LX-M207-Y4-C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| POIDS - ECO-PERFORMANCES    |                                   |
| Poids                       | 10,8 kg                           |
| DIMENSIONS                  |                                   |
| Longueur                    | 198 cm                            |
| Largeur                     | 88 cm                             |
| Hauteur                     | 14 cm                             |
| Dimensions                  | Compressé : H: ?/ Diamètre : ? cm |
| MATIÈRES & REVÊTEMENTS      |                                   |
| Matière Mousse              | Polyuréthane Haute Résilience     |
| Densité Mousse HR           | 35 kg/m3                          |
| Portance Mousse HR          | 3,4 kPa                           |
| Matière Housse              | 60% polyuréthane 40% polyester    |
| Housse - Lavage en machine  | 95 Maxi T°C                       |
| Housse - Séchage en machine | 60 Maxi T°C                       |
| TYPE                        |                                   |
| Type de matelas             | Confort multi-articulation        |
| Classe Matelas              | Classe 0 - Risque faible          |
| CHARGE DE SÉCURITÉ          |                                   |
| Poids maxi patient          | 40 - 120 kg                       |
| RÈGLEMENTATION              |                                   |
| Marquage CE                 | CE                                |
| CLASSEMENT FEU              |                                   |
| Mousse                      | M4                                |
| Housse                      | M1                                |
| Test de résistance au feu   | NF EN 597-1 et NF EN 597-2        |
| INFORMATION COMPLÉMENTAIRE  |                                   |
| Commentaire                 | Housse intégrale zippée 3 côtés   |

200 | 090 | HR  
COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

CE



# Spécificités techniques

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

|       |       |
|-------|-------|
| Poids | 11 kg |
|-------|-------|

## DIMENSIONS

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 198 cm |
| Largeur  | 88 cm  |
| Hauteur  | 14 cm  |

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Matière Mousse              | Polyuréthane Haute Résilience |
| Densité Mousse HR           | 35 kg/m3                      |
| Portance Mousse HR          | 3,4 kPa                       |
| Matière Housse              | PVC Load Gris Oscuro 670g/m2  |
| Housse - Lavage en machine  | 95 Maxi T°C                   |
| Housse - Séchage en machine | 60 Maxi T°C                   |

## TYPE

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Type de matelas | Confort multi-articulation |
| Classe Matelas  | Classe 0 - Risque faible   |

## CHARGE DE SÉCURITÉ

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Poids maxi patient | 120 kg |
|--------------------|--------|

## RÈGLEMENTATION

|             |    |
|-------------|----|
| Marquage CE | CE |
|-------------|----|

## CLASSEMENT FEU

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Mousse                    | M4                         |
| Housse                    | M1                         |
| Test de résistance au feu | NF EN 597-1 et NF EN 597-2 |


## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Commentaire | Housse intégrale zippée sur 1 côté (largeur) |
|-------------|----------------------------------------------|

AC-LX-M208-Y4

MATELAS + HOUSSE RENFORCÉE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS

200 | 090 | HR



## NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée





# Spécificités techniques

AC-LX-M217

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 100 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids 9,2 kg

DIMENSIONS

Longueur 198 cm  
Largeur 100 cm  
Hauteur 14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse Polyuréthane Haute Résilience  
Densité Mousse HR 35 kg/m3  
Portance Mousse HR 3,4 kPa  
Matière Housse 60% polyuréthane 40% polyester  
Housse - Lavage en machine 95 Maxi T°C  
Housse - Séchage en machine 60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas Confort multi-articulation  
Classe Matelas Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient 120 kg


CLASSEMENT FEU

Mousse M4  
Housse M1  
Test de résistance au feu NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 100 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée





# Spécificités techniques

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

|       |        |
|-------|--------|
| Poids | 9,2 kg |
|-------|--------|

## DIMENSIONS

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Longueur   | 198 cm                            |
| Largeur    | 100 cm                            |
| Hauteur    | 14 cm                             |
| Dimensions | Compressé : H: ?/ Diamètre : ? cm |

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Matière Mousse              | Polyuréthane Haute Résilience  |
| Densité Mousse HR           | 35 kg/m3                       |
| Portance Mousse HR          | 3,4 kPa                        |
| Matière Housse              | 60% polyuréthane 40% polyester |
| Housse - Lavage en machine  | 95 Maxi T°C                    |
| Housse - Séchage en machine | 60 Maxi T°C                    |

## TYPE

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Type de matelas | Confort multi-articulation |
| Classe Matelas  | Classe 0 - Risque faible   |

## CHARGE DE SÉCURITÉ

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Poids maxi patient | 40 - 120 kg |
|--------------------|-------------|

## CLASSEMENT FEU


|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Mousse                    | M4                         |
| Housse                    | M1                         |
| Test de résistance au feu | NF EN 597-1 et NF EN 597-2 |

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Commentaire | Housse intégrale zippée 3 côtés |
|-------------|---------------------------------|

AC-LX-M217-C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 100 CM - ANGLES DROITS - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE



200 | 100 | HR  
COMPRESSÉ

## NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée





# Spécificités techniques

AC-LX-M227

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 110 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids10,1 kg

DIMENSIONS

Longueur198 cm  
Largeur110 cm  
Hauteur14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience  
Densité Mousse HR35 kg/m3  
Portance Mousse HR3,4 kPa  
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester  
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C  
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasConfort multi-articulation  
Classe MatelasClasse 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient40 - 120 kg


CLASSEMENT FEU

MousseM4  
HousseM1  
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

200 | 110 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée





# Spécificités techniques

AC-LX-M227-C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 110 CM - ANGLES DROITS - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids10,1 kg

DIMENSIONS

Longueur198 cm  
Largeur110 cm  
Hauteur14 cm  
DimensionsCompressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience  
Densité Mousse HR35 kg/m3  
Portance Mousse HR3,4 kPa  
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester  
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C  
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasConfort multi-articulation  
Classe MatelasClasse 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ


Poids maxi patient40 - 120 kg

CLASSEMENT FEU

MousseM4  
HousseM1  
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée





# Spécificités techniques

AC-LX-M237

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 120 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids11 kg

DIMENSIONS

Longueur198 cm  
Largeur120 cm  
Hauteur14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience  
Densité Mousse HR35 kg/m3  
Portance Mousse HR3,4 kPa  
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester  
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C  
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasConfort multi-articulation  
Classe MatelasClasse 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient120 kg


CLASSEMENT FEU

MousseM4  
HousseM1  
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

200 | 120 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée





# Spécificités techniques

AC-LX-M237-C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 120 CM - ANGLES DROITS - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids11 kg

DIMENSIONS

Longueur198 cm  
Largeur120 cm  
Hauteur14 cm  
DimensionsCompressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience  
Densité Mousse HR35 kg/m3  
Portance Mousse HR3,4 kPa  
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester  
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C  
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasConfort multi-articulation  
Classe MatelasClasse 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ


Poids maxi patient40 - 120 kg

CLASSEMENT FEU

MousseM4  
HousseM1  
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée





# Spécificités techniques

AC-LX-M247

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 140 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids12,9 kg

DIMENSIONS

Longueur198 cm  
Largeur140 cm  
Hauteur14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience  
Densité Mousse HR35 kg/m3  
Portance Mousse HR3,4 kPa  
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester  
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C  
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasConfort multi-articulation  
Classe MatelasClasse 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient40 - 120 kg


CLASSEMENT FEU

MousseM4  
HousseM1  
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

200 | 140 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée





# Spécificités techniques

AC-LX-M247-C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 140 CM - ANGLES DROITS - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids12,9 kg

DIMENSIONS

Longueur198 cm  
Largeur140 cm  
Hauteur14 cm  
DimensionsCompressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience  
Densité Mousse HR35 kg/m3  
Portance Mousse HR3,4 kPa  
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester  
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C  
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasConfort multi-articulation  
Classe MatelasClasse 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient40 - 120 kg


CLASSEMENT FEU

MousseM4  
HousseM1  
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

200 | 140 | HR  
COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée





# Spécificités techniques

AC-LX-M299-Y4

MATELAS + HOUSSE - COUCHAGE 200 X 110 CM - POUR KIT XL CONFORT

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids22,5 kg

DIMENSIONS

Longueur198 cm  
Largeur110 cm  
Hauteur14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Matière Mousse                 | Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique |
| Densité Mousse HR              | 35 kg/m3                                        |
| Densité Mousse Viscolélastique | 86 kg/m3                                        |
| Portance Mousse HR             | 3,4 kPa                                         |
| Portance Mousse Viscoélastique | 2 kPa                                           |
| Matière Housse                 | 60% polyuréthane 40% polyester                  |
| Housse - Lavage en machine     | 95 Maxi T°C                                     |
| Housse - Séchage en machine    | 60 Maxi T°C                                     |

TYPE

Type de matelasPrévention des Escarres  
Classe MatelasClasse II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient40 - 150 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CECE


CLASSEMENT FEU

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Mousse                    | M4                         |
| Housse                    | M1                         |
| Test de résistance au feu | NF EN 597-1 et NF EN 597-2 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

200 | 110 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée



POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids1,5 kg

DIMENSIONS

Longueur20 cm  
Largeur88 cm  
Hauteur17 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience  
Densité Mousse HR35 kg/m3  
Portance Mousse HR3,4 kPa  
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester  
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C  
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasMatelas Rallonge Sommier  
Classe MatelasClasse I - Risque faible à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient90 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CECE


CLASSEMENT FEU

MousseM4  
HousseM1  
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

020 | 090 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée



POIDS - ECO-PERFORMANCES

|       |        |
|-------|--------|
| Poids | 1,3 kg |
|-------|--------|

DIMENSIONS

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 198 cm |
| Largeur  | 10 cm  |
| Hauteur  | 14 cm  |

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Matière Mousse              | Polyuréthane Haute Résilience  |
| Densité Mousse HR           | 35 kg/m3                       |
| Matière Housse              | 60% polyuréthane 40% polyester |
| Housse - Lavage en machine  | 95 Maxi T°C                    |
| Housse - Séchage en machine | 60 Maxi T°C                    |

TYPE


|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Type de matelas | Confort                  |
| Classe Matelas  | Classe 0 - Risque faible |

CLASSEMENT FEU

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Mousse                    | M4                         |
| Housse                    | M1                         |
| Test de résistance au feu | NF EN 597-1 et NF EN 597-2 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

|             |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Commentaire | Housse intégrale zippée 1 côté - 3 bandes de velcro pour fixation sur le matelas |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée



POIDS - ECO-PERFORMANCES

|       |        |
|-------|--------|
| Poids | 2,6 kg |
|-------|--------|

DIMENSIONS

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 198 cm |
| Largeur  | 10 cm  |
| Hauteur  | 14 cm  |

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Matière Mousse              | Polyuréthane Haute Résilience  |
| Densité Mousse HR           | 35 kg/m3                       |
| Matière Housse              | 60% polyuréthane 40% polyester |
| Housse - Lavage en machine  | 95 Maxi T°C                    |
| Housse - Séchage en machine | 60 Maxi T°C                    |

TYPE


|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Type de matelas | Confort                  |
| Classe Matelas  | Classe 0 - Risque faible |

CLASSEMENT FEU

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Mousse                    | M4                         |
| Housse                    | M1                         |
| Test de résistance au feu | NF EN 597-1 et NF EN 597-2 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

|             |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Commentaire | Housse intégrale zippée 1 côté - 3 bandes de velcro pour fixation sur le matelas |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée




## Une maintenance préventive qui s'adapte à vous


La maintenance des dispositifs médicaux n'est pas seulement une **obligation technique**, mais aussi une **responsabilité légale** et réglementaire de l'établissement.

Elle repose sur :

- Une politique claire
- Des procédures de traçabilité
- L'utilisation de pièces conformes
- Et la qualification du personnel



# Les avantages de la maintenance préventive



## LES AVANTAGES D'UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE DE VOS ÉQUIPEMENTS

- Plus de performance : disponibilité maximale du parc.
- Plus de qualité : un service fiable et continu.
- Moins de dépenses : réduction des coûts de réparation.
- Moins de pannes : continuité assurées.



## ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS & GARANTIR LA SÉCURITÉ

Nos programmes de maintenance sont pensés pour :

- Exploiter pleinement les performances de vos équipements.
- Assurer des contrôles réguliers et des diagnostics fiables.
- Préserver la sécurité des patients, résidents et soignants.
- Maintenir la conformité réglementaire de votre établissement.



## UN BUDGET SOUS CONTRÔLE

Nos solutions de maintenance vous aident à :

- Anticiper vos dépenses.
- Éviter les coûts imprévus.
- Optimiser vos investissements en toute transparence.



## DES PIÈCES CERTIFIÉES POUR UNE FAISABILITÉ DURABLE

Toutes nos interventions sont réalisées avec des pièces d'origine, testées et validées garantissant :

- La sécurité maximale lors de l'utilisation de vos équipements.
- Le respect strict des normes réglementaires.
- La longévité et la fiabilité de vos lits, matelas et accessoires.

# Nos prestations de maintenance préventive



## UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE

De l'avant-vente à l'après-vente, nous vous accompagnons à chaque étape.

Grâce à une **analyse précise** de vos besoins, nous mettons en place un **support technique** sur-mesure, fondé sur une **collaboration durable** et **efficace**.

## DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

Nos techniciens et ingénieurs, régulièrement formés aux dernières innovations, vous assurent :

- Un service réactif et de haute qualité.
- Une installation professionnelle de vos équipements.
- La formation complète de vos équipes, directement sur site.

## NOS TECHNICIENS RÉALISENT UNE VÉRIFICATION COMPLÈTE

- Contrôle mécanique : assemblage, articulations, freins, verrouillages.
- Contrôle électronique : composants, commandes, capteurs.
- Points de sécurité : barrières, systèmes de blocage, dispositifs de protection.
- Lubrification : regraissage de tous les points de pivot.
- Tests électriques : réalisés conformément aux normes en vigueur.

Chaque opération (contrôle, réglage, remplacement) est consignée dans le rapport de maintenance du technicien.

## REMISE EN ÉTAT DU PARC

A l'issue de la visite, notre service de maintenance préventive vous enverra par mail le **rapport de maintenance** complété pour chaque équipement.

Les **fiches d'intervention** sont transmises à votre interlocuteur HAcare qui établit les devis nécessaires pour les réparations ou remplacements.

Vous disposez ainsi d'un **suivi complet** et **transparent** de la **maintenance** de votre parc.

Résultat : un processus clair et tracé, qui garantit la sécurité, la conformité et la disponibilité de vos équipements.



Z.A. La Fosse Neuve Route de Meslay  
37210 - Parçay-Meslay

Tél +33 (0)2 47 88 58 85  
clientfrance@hacare.com



**Benoit LAMERANT**  
Responsable ventes France  
b.lamerant@hacare.com  
06 95 08 82 44



**Administration des ventes**  
clientfrance@hacare.com  
+33 (0)2 47 88 58 85



**Laurent CARRET**  
Rhône Alpes  
axis-agence@wanadoo.fr  
04 72 00 89 42



**Pauline CEPPE**  
Centre  
p.ceppe@hacare.com  
06 28 75 52 19



**Pascal CHEVALIER**  
Auvergne  
pascal.chevalier@bptc.fr  
04 77 22 44 22



**Yann DOMZALSKI**  
Hauts de France  
y.domzalski@hacare.com  
06 12 33 74 58



**Julien FROMENT**  
Sud Est  
contact@syneris-sante.com  
06 99 85 93 21



**Julien FROMENT**  
Corse  
contact@syneris-sante.com  
06 99 85 93 21



**Benoit LAMERANT**  
Paris, île de France  
b.lamerant@hacare.com  
06 95 08 82 44



**Julien LE BRUN**  
Bretagne  
julien.le.brun@outlook.fr  
06 62 47 46 28



**Michaël MUNCH**  
Grand Est  
m.munch@nexusicare.fr  
06 17 17 10 64



**Julien REDAUD**  
Sud Ouest  
j.redaud@rj-sante.fr  
06 62 92 58 66



**HA**care  
MEDICAL

1860



MKT-26-PO-HEB-CHA-LS-STH-HR-FR 2026