



ARMOIRES DE STOCKAGE FERMÉES ARMOIRE FERMÉE À TIROIRS JOINTIFS - MM3 (MOD'ALLI)



Soins et équipement de service - Salle de préparation des soins



Sommaire

HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860	3
Nos engagements	4
Choisir l'économie circulaire	5
Matériaux recyclables	6
Certifications	7
Armoires de stockage fermées Hébergement Salle de préparation des soins	8
Nos exclusivités	
Soft Sound	10
Easy Clip	11
No key concept	12
EasyMov et la 5 ^e roue motorisée	13
Nos points forts	
Protéger et verrouiller (Tiroirs jointifs)	15
Plateau sécurisé pour une préparation fiable (Surface de travail)	16
Tablette rabattable (Optimiser l'espace)	17
Rail porte-accessoires (Easy Clip)	18
Faciliter le nettoyage (Easy CLEAN)	19
Les caractéristiques	
Mobilité	21
Sécurité	22
Configurable	23 - 24
COMPOSANTS : Tiroirs	25 - 26
Spécificités techniques	27
Options, Accessoires, Composants & Nuancier	32
Une maintenance préventive qui s'adapte à vous	45
Les avantages de la maintenance préventive	46
Nos prestations de maintenance préventive	47





HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.



Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s'engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

Nos 6 engagements



Une production Made in France



L'utilisation de ressources renouvelables



Intégration de l'économie circulaire dans tout nouveau développement produit



Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)



Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l'environnement



Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

Choisir l'économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d'un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l'infini car ses fibres deviennent trop petites ou s'épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.



Le bois de réemploi

Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

100% en bois de réemploi

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

100% bois certifié FSC

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF. Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.

Un niveau de certification de premier plan



ARMOIRES DE STOCKAGE FERMÉES HÉBERGEMENT

Salle de préparation des soins

Armoire fermée à tiroirs jointifs - MM3 (MOD'ALLI)






NOS EXCLUSIVITÉS

Au cours des 40 dernières années, le niveau moyen de bruit dans les hôpitaux a augmenté de 15 décibels (dB), atteignant des niveaux d'environ 70 dB, bien au-dessus de la limite recommandée par l'OMS qui est de 35 dB pour un environnement de soins. Les produits HAcare sont conçus pour lutter contre les nuisances sonores. L'objectif est de réduire de 20dB avec l'ajout d'amortisseurs sur toutes les structures roulantes et brancardables.



Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements** fluides, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



Dans un environnement de soins où chaque seconde compte et où l'espace est souvent limité, l'optimisation de la surface de soins devient un enjeu stratégique pour améliorer l'efficacité des équipes soignantes et la sécurité des patients.


Le concept EasyClip® a été conçu pour répondre à ces contraintes avec une approche à la fois ergonomique, intuitive et modulable.



Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat.

Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.



Le verrouillage des chariots de soins est essentiel pour garantir la sécurité des produits de santé et la traçabilité des actes. Qu'il soit à clé, électronique ou par scellé, il protège le contenu contre tout accès non autorisé et limite les risques d'erreur ou de vol. Adapté aux exigences hospitalières, ce système de sécurité assure un accès rapide et contrôlé aux soignants autorisés, renforçant la conformité, la confidentialité et la sérénité dans les services de soins.



Sécuriser le stockage

Serrures électroniques à **digicode**, **RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide** et **sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**. Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.




EasyMov et la 5^e roue motorisée

Dans un environnement hospitalier en constante tension, la manipulation de charges lourdes et le déplacement de brancards représentent des défis quotidiens pour les équipes médicales. Entre la saturation des services et l'étroitesse des couloirs, les risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) pour le personnel et d'inconfort pour les patients sont accrus. C'est pour répondre à ces enjeux de santé au travail et de qualité de prise en charge qu'a été développée la solution de transport assisté.



Motorisation avec la 5^e roue


La **motorisation**, associée à une **5^e roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**. Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable, sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.





NOS POINTS FORTS

Protéger et verrouiller (Tiroirs jointifs)




Les **tiroirs jointifs protègent** le contenu des tiroirs des **regards** indiscrets, de la **lumière** et des **UV**, préservant ainsi la **qualité** et la **confidentialité** des produits stockés.

Grâce au système de **verrouillage centralisé**, l'ouverture et la fermeture se font **en un seul geste**, simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la **sécurité**.

Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.

Plateau sécurisé pour une préparation fiable (Surface de travail)




Le **plateau** du mobilier médical est conçu avec un **rebord sur trois côtés** pour garantir une **sécurité optimale** lors de la préparation des soins. Ce design **prévient les chutes d'instruments** ou **de produits**, même en cas de déplacement. Pratique et ergonomique, il permet au personnel soignant de travailler en toute confiance, avec un **espace de travail stable**, sécurisé et **facile à entretenir**. Une conception pensée pour allier sécurité, confort d'utilisation et efficacité au quotidien.

Tablette rabattable (Optimiser l'espace)



La **tablette rabattable** offre une **extension** pratique de la **surface de travail**, idéale pour optimiser l'espace lors des changes. Associées à des accessoires périphériques, elles permettent de **sécuriser** les **flacons** et le **matériel** tout en gardant le plateau principal dégagé.

Rail porte-accessoires (Easy Clip)



Choisissez vos accessoires en fonction des usages et des besoins de votre service. Notre concept **Easy Clip** permet une **installation** et une **réorganisation facile** sur rail, **sans aucun outil**. Gagnez ainsi en efficacité et en flexibilité.

Faciliter le nettoyage (Easy CLEAN)



Grâce à la solution **EasyClean®**, le **nettoyage** du mobilier médical devient **simple**, rapide et **efficace**. Le **plateau amovible** sans outil, donne un **accès total** aux surfaces à nettoyer, elles aussi amovibles.

Résultat : un **lavage intégral** en un minimum de temps, une **hygiène irréprochable**, et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



LES CARACTÉRISTIQUES



EasyMOV

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** grâce à son système d'**amortisseur intégré**. Cette technologie **absorbe les vibrations** et irrégularités du sol, garantissant un **déplacement** fluide, **sécurisé** et **sans effort**, même en environnement hospitalier exigeant.

La **poignée d'aide à la poussée** facilite la **prise en main**.

Chaque mouvement est facilité, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.

Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)**, il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.



Choix de roulettes

Le mobilier médical s'adapte à chaque environnement grâce au **choix de roulettes** de 75 mm ou 125 mm, permettant l'**optimisation** entre ajustement de la **hauteur de surface** de travail et le **confort de déplacement**.

Les **deux freins avant**, facilement accessibles au pied, assurent une **stabilité parfaite** lors des soins ou des préparations, renforçant la **sécurité** du mobilier et la confiance des soignants dans leurs gestes.



Poignées d'aide à la poussée

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** et une **bonne prise en main** grâce à sa **poignée d'aide à la poussée**.

Son système d'amortisseur intégré facilite les déplacements.

Chaque **mouvement** est **fluide**, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.

Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)**, il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.



Verrouillage par digicode

La **serrure à digicode** offre une **sécurité optimale** et une **gestion simplifiée des accès** au mobilier médical. Contrairement aux clés, Le code garantit un verrouillage fiable et rapide, limitant les risques de perte ou de duplication.

Elle permet un **contrôle précis de l'accès** aux médicaments et dispositifs médicaux, tout en améliorant la **traçabilité** et la **confidentialité**. Idéale pour les environnements hospitaliers exigeants, elle allie praticité, sécurité et conformité aux protocoles de soins.



Verrouillage RFID

Le **verrouillage RFID** assure une sécurité optimale et un **accès maîtrisé** au mobilier médical. Grâce à un **badge** ou une **carte nominative**, chaque ouverture est simple, rapide et **traçable**. Elle renforce la **confidentialité**, limite les accès non autorisés et s'adapte parfaitement aux environnements hospitaliers exigeants, où la fluidité et la fiabilité des gestes sont essentielles. Un système moderne, sûr et ergonomique, pour une **gestion simplifiée** et un **contrôle optimal** du matériel médical.



Verrouillage à clé

Le **verrouillage à clé** sur le mobilier médical garantit une **sécurité** fiable et accessible pour le stockage des médicaments et équipements sensibles. **Simple à utiliser**, il limite les accès non autorisés tout en offrant une **solution robuste** et **éprouvée**. Idéal pour les environnements hospitaliers exigeants, il assure la **protection du contenu**, renforce la **confidentialité** et contribue à la conformité aux **protocoles de sécurité**. Une solution pratique et efficace pour sécuriser le matériel au quotidien et faciliter le travail des équipes soignantes.




Optimiser l'espace

Le mobilier médical HACARE s'adapte à chaque usage grâce à un **large choix** de **composants modulables**. En version P80, il optimise le soin et offre une **grande capacité** de rangement. **Compatible** avec **tiroirs** et **bacs à lèvres normalisés**, permet une organisation claire et efficace. Idéal pour **combiner** tiroirs jointifs et étagères standards, il assure un **espace de travail pratique**, évolutif et performant au quotidien, répondant aux besoins des équipes soignantes.



Une modularité selon l'usage

Le mobilier médical propose une **grande modularité** pour un rangement optimisé : les **petits tiroirs** pour les petits DMS (seringues, aiguilles ..), les **tiroirs intermédiaires** pour les compresseurs et perfuseurs, et le **grand tiroir** pour les solutés massifs. La **tablette coulissante** plutôt dédiée aux actes administratifs augmente la surface de travail et libère l'espace dédié à la préparation. Un espace dédié aux **supports informatiques** optimise et facilite le suivi patient.



Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure

Configurez votre mobilier médical selon vos **besoins** grâce à un large choix de **composants modulaires**. Créez une **solution sur mesure**, parfaitement adaptée à vos usages quotidiens. Chaque élément est pensé pour **optimiser** votre organisation, votre **confort** de travail et l'**efficacité** des soins, tout en garantissant une ergonomie optimale. Une personnalisation complète pour un **mobilier évolutif, durable** et en parfaite adéquation avec les exigences de votre service.



Choisir les configurations "type"

Grâce à **notre expertise** en mobilier médical, nous concevons pour vous des **configurations "type"** pensées pour chaque usage. Sélection rigoureuse de **composants** et d'**accessoires**, agencement optimisé, ergonomie et confort d'utilisation : tout est étudié pour répondre aux besoins spécifiques de chaque service. **Notre équipe vous accompagne** pour définir la configuration la plus adaptée à vos pratiques, en alliant fonctionnalité, durabilité et efficacité au quotidien.



Choisir les couleurs du mobilier médical

Personnalisez votre environnement hospitalier en choisissant parmi une large **gamme de coloris**. Idéal pour **différencier** les **espaces par service** ou par usage et **faciliter l'orientation** du personnel soignant et des patients.



75mm




155mm



235mm



Le mobilier médical s'**adapte** à chaque organisation de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et **composez librement** l'aménagement intérieur selon vos besoins.




Des tiroirs jointifs

Les **tiroirs jointifs** protègent le contenu des tiroirs **des regards** indiscrets, de la **lumière** et des **UV**, préservant ainsi la qualité et la **confidentialité** des produits stockés.

Grâce au système de **verrouillage centralisé**, l'ouverture et la fermeture se font en **un seul geste**, simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la sécurité.

Les **tiroirs amovibles** peuvent être **nettoyés en autoclave**, les **angles rayonnés** facilitent le nettoyage.


Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.



Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'adapte à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation**.

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



Les séparateurs

Composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparations et aux **séparateurs**, **peignes de séparation**, boîtes de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant la gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	40 kg
Poids Total Pack	61,37 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	69,8 cm
Profondeur	48,2 cm
Façade	F600
Hauteur	196 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	21
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	20
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	21

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

COMPOSITION

•	1 étagère à solutés
•	6 tiroirs hauteur 155
•	2 tiroirs hauteur 235



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	40 kg
Poids Total Pack	64,15 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	69,8 cm
Profondeur	48,2 cm
Façade	F600
Hauteur	196 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	21
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	20
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	21

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

COMPOSITION

- 3 étagères blanches à solutés
 - 6 tiroirs hauteur 155



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN

Spécificités techniques

MO-M60015

ARMOIRE BASSE MODALLI M3 - F600 15G - À ÉQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	34,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	72,8 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	146,2 cm
Façade	F600
Hauteur	152,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	15G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	15
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	14
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	15

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



15G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	40 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	69,8 cm
Profondeur	48,2 cm
Façade	F600
Hauteur	173 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	18G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	18
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	17
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	18

CLASSEMENT FEU

Plastique	M3
Fibres végétales	D-s2d1

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



18G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	40 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	69,8 cm
Profondeur	48,2 cm
Façade	F600
Hauteur	196 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	21
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	20
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	21

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN



OPTIONS, ACCESSOIRES, COMPOSANTS & NUANCIER

Options

OPTIONS ROUES

**ROUE BLANCHE DIAMÈTRE
125 MM SIMPLE GALET
ANTISTATIQUE**

OP-ROUE125AS



OPTIONS ROUES

**ROUE BLANCHE DIAMÈTRE
100 MM DOUBLE GALET**

OP-ROUE100



OPTIONS ROUES

**ROUE BLANCHE DIAMÈTRE
75 MM DOUBLE GALET**

OP-ROUE075



ROUE MOTORISÉE

**OPTION ROUE MOTORISÉE
POUR MOBILIER
MODULAIRE M3**

OP-M3EZGO



ROUE MOTORISÉE

**OPTION DÉBRAYAGE POUR
ROUE MOTORISÉE SUR
MOBILIER MODULAIRE M3**

OP-M3DEB



POIGNÉES DE POUSSÉE

**GRANDE POIGNÉE
LATÉRALE NOIR
VOLCANIQUE - GAMME M3**

OP-POIGNEE-M3



POIGNÉES

**2 POIGNÉES EN FACADE
COLORIS NOIR
VOLCANIQUE**


OP-POIGNEEFAC



ÉQUIPEMENT

**4 RAILS PORTE
ACCESSOIRES POUR
STOCKALLI**

OP-RAIL-M3



IDENTIFICATION

**STICKER IDENTIFICATION
PERSONNALISABLE - EN
OPTION**

OP-ID



Accessoires

PORTE-CONTENANT

**BRIDE AVEC CROCHET
(COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M77892



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT BAC À PLÂTRE
SUR EASYCLIP (BAC TIROIR
1/2 HAUTEUR 155 NON
INCLUS) (COMP. V2 & M3)**

AC-SUPBACPLAT



PORTE-CONTENANT

**BRIDE PORTE BLOUSE
(COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M77929



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE 2 ÉTAGES
(SANS BAC) (COMP. V1, V2
& M3)**

AC-M21021SC



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE XL POUR
BOÎTE À GANTS (COMP. V1,
V2 & M3)**

AC-BOGANXL



PORTE-CONTENANT

**PORTE SAC POUBELLE 2 x
JUSQU'A 20L DOUBLE
FILAIRE (COMP. V2 & M3)**

AC-M21066SI



PORTE-CONTENANT

**DOSSIERS SUSPENDUS
CARTON POUR
CONTENEUR À DOSSIERS -
QUANTITE 25**

AC-1014236



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE POUR
BOÎTE À GANTS (COMP. V1,
V2 & M3)**

AC-BOGAN



PORTE-CONTENANT

**POUBELLE 13L TRI
SÉLECTIF (2X) (COMP. V1,
V2 & M3)**

AC-M77869



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE
(BAC 155 1/4 INCLUS)**

AC-M21020SC155



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE
(BAC 075 1/4 INCLUS)**

AC-M21020SC75



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE
(SANS BAC) (COMP. V1, V2
& M3)**

AC-M21020SC



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT POUR SOLUTION
HYDRO-ALCOOLIQUE -
POUR CHARIOT 9G**

AC-GEL16



PORTE-CONTENANT

**PORTE SAC POUBELLE
FILAIRE (COMP. V2 & M3)**

AC-M21063SI



PORTE-CONTENANT

**POUBELLE 13L NOIRE
VOLCANIQUE (COMP. V1,
V2 & M3)**

AC-M21028SC



PORTE-CONTENANT

**SANGLE EN ÉLASTOMÈRE
TRANSLUCIDE (COMP. V2 &
M3)**

AC-M21027SA



PORTE-CONTENANT

**PINCE DE FIXATION POUR
POUBELLE 13L**

AC-PINCEPOUBELLE



PORTE-CONTENANT

**CONTAINER DOSSIERS
SUSPENDUS NOIR AVEC
POIGNÉES**

AC-M1809011A-M3



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT POUR BOÎTE À
AIGUILLES NOIR
VOLCANIQUE (COMP. M3)**

AC-M21027NV-M3



EXTENSION PLAN DE TRAVAIL ...

**TABLETTE ÉCRITOIRE
RABATTABLE**

AC-TAB-ECRITOIRE



ÉQUIPEMENT

**BANDE ADHÉSIVE ALU
AIMANTÉE POUR RAIL
(COMP. V1 & V2)**

AC-M77942



Accessoires

ÉQUIPEMENT

BANDE VELCRO BLEUE
LONGUEUR 5 M À COUPER

CO-M77885



PORTE-CONTENANT

ENSEMBLE 6 CROCHETS
COMPATIBLE PORTIQUE ET
RAIL EASYCLIP



AC-SUP5C





Composants

BAC À LÈVRES BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 200 MM PLEIN CO-BAL200PT 	BAC À LÈVRES BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 200 MM AJOURÉ CO-BAL200AT 	BAC À LÈVRES BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 50 MM PLEIN CO-BAL50PT 	BAC À LÈVRES BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 100 MM PLEIN CO-BAL100PT 	BAC À LÈVRES BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 100 MM AJOURÉ CO-BAL100AT 	BAC À LÈVRES BUTÉE D'ARRÊT POUR BAL BLANC CO-BA 	GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ... JEU DE DEUX GLISSIÈRES BLANCHES POUR BAL ET PLATEAUX BACS JOURNALIERS F600 CO-GB6 
GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ... JEU DE DEUX GLISSIÈRES BLANCHES POUR BAL ET PLATEAUX BACS JOURNALIERS F600 CO-GB6 	GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ... JEU DE DEUX GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR BAL ET PLATEAUX BACS JOURNALIERS F600 CO-GBI6 	GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ... JEU DE DEUX GLISSIÈRES INCLINÉES BLANCHES POUR BAL ET PLATEAUX BACS JOURNALIERS F600 CO-GBI6 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 200 MM LONG AJOURÉ CO-PL200AT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 200 MM COURT AJOURÉ CO-PC200AT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM LONG AJOURÉ CO-PL100AT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM LONG PLEIN CO-PL100PT 
PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM COURT AJOURÉ CO-PC100AT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM COURT PLEIN CO-PC100PT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 050 MM COURT PLEIN CO-PC50PT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 050 MM LONG PLEIN CO-PL50PT 	PEIGNES POUR BAC A LEVRES ... CLIPS POUR PEIGNE BAL EN T BLANC CO-CTP 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BAL TRANSPARENT (LOT DE 50) CO-M24534VB 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BAL BLANC (LOT DE 10) VERTICAL CO-M77816VB 

Composants

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE ÉTIQUETTE CAVALIER POUR BAL (VENDU PAR LOT DE 10) CO-M77817 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL (LOT DE 50) CO-M77937V 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU VERTICAL (LOT DE 50) CO-M77938V 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL (LOT DE 50) CO-M77937 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU HORIZONTAL (LOT DE 50) CO-M77938 	TIROIR ÉQUIPEMENT DE TIROIR POUR DOSSIERS SUSPENDUS BLANC CO-M21022MC 	TIROIR TIROIR BLANC HAUTEUR 235 MM CO-M24504MC 
TIROIR TIROIR BLANC HAUTEUR 155 MM CO-M24503MC 	TIROIR TIROIR BLANC HAUTEUR 075 MM CO-M24502MC 	TIROIR À TOXIQUE DIGICODE MÉCANIQUE POUR TIROIR À TOXIQUES OP-DIGIA152 	TIROIR À TOXIQUE TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 155 CO-M21046MC 	TIROIR À TOXIQUE TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 235 CO-M21047MC 	TIROIR À TOXIQUE TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 075 CO-M21045MC 	TIROIR À TOXIQUE CLE PASS POUR SERRURES TIROIRS A TOXIQUES OP-PASSPM05 
TIROIR PERCÉ TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC CHARNIÈRE ET PATTES ARRIÈRES (NÉCESSI ... CO-M77873 	TIROIR PERCÉ TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 235 CO-M77879 	TIROIR PERCÉ TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 155 CO-M77878 	TIROIR PERCÉ TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE AVEC PATTES ARRIÈRES (NÉCES ... CO-M77874 	TIROIR PERCÉ TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 075 CO-M77877 	TIROIR PERCÉ TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE - SANS PATTES ARRIÈRES CO-M77875 	PEIGNES POUR TIROIR PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 LONG CO-M46027F6 

PEIGNES POUR TIROIR PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 COURT CO-M46028F6 	PEIGNES POUR TIROIR PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 LONG CO-M46034F6 	PEIGNES POUR TIROIR PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT SPECIAL PETER'S CO-PCP0570 	PEIGNES POUR TIROIR PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 LONG CO-M46029F6 	PEIGNES POUR TIROIR PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT CO-M46035F6 	PEIGNES POUR TIROIR PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 COURT CO-M46030F6 	BAC-TIROIR BAC TIROIR BLANC - 075 1/2 CO-M77888 
BAC-TIROIR BAC TIROIR BLANC - 155 1/4 CO-M24508MC 	BAC-TIROIR BAC TIROIR BLANC - 155 1/2 CO-M77889 	BAC-TIROIR BAC TIROIR BLANC - 075 1/6 CO-M24506MC 	BAC-TIROIR BAC TIROIR BLANC - 075 1/4 CO-M24507MC 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE LISSE CO-M24523MPL 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE ET 5 RAINURES CO-M24523MP 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/2 CO-M77887 
BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/2 CO-M77886 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4 L CO-M24522MC 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/6 AVEC POIGNÉE CO-M24509MP 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/4 AVEC POIGNÉE CO-M24510MP 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4 CO-M24510MC 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4 L CO-M24512MC 	BAC DE SÉPARATION BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/6 CO-M24523MC 

BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION
BLANC HAUTEUR 155 1/4

CO-M24511MC



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION
BLANC HAUTEUR 075 1/6

CO-M24509MC



SÉPARATEURS

SÉPARATEUR MOBILE
BLANC - HAUTEUR 075 1/6

CO-M24513MC



SÉPARATEURS

SÉPARATEUR MOBILE
BLANC - HAUTEUR 075 1/4

CO-M24514MC



SÉPARATEURS

BARRE DE LIAISON POUR
SÉPARATEUR MOBILE
BLANC (BAC DE
SÉPARATION)

CO-M24526MC



SÉPARATEURS

SÉPARATEUR MOBILE
BLANC - HAUTEUR 155 1/4

CO-M24515MC



SÉPARATEURS

SÉPARATEUR MOBILE
BLANC HAUTEUR 155 1/6

CO-M24525MC



SÉPARATEURS

BARRE DE LIAISON POUR
SÉPARATEUR MOBILE
BLANC (BAC TIROIR)

CO-M24530MC



SÉPARATEURS

SÉPARATEUR MOBILE
BLANC HAUTEUR 120 1/6
POUR BAC 120/6 AVEC
POIGNÉE

CO-M24525MS



BAC DE SUBDIVISION

BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 155
1/8

CO-M24620MC



BAC DE SUBDIVISION

BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 075
1/18

CO-M24615MC



BAC DE SUBDIVISION

BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 075
1/12

CO-M24617MC



BAC DE SUBDIVISION

BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 075
1/8


CO-M24618MC



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC LONGUEUR 160
(LOT DE 100)


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC LONGUEUR 160
(LOT DE 100)


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 2 CASES -
LONGUEUR 80 (LOT DE
100)


CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 2 CASES -
LONGUEUR 80 (LOT DE
100)

CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 1 CASE -
LONGUEUR 40 (LOT DE
100)

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 1 CASE -
LONGUEUR 40 (LOT DE
100)

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
VERTICAL UNIVERSEL (LOT
DE 10)

CO-M77816V





PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
VERTICAL UNIVERSEL (LOT
DE 10)

CO-M77816V



Composants

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL UNIVERSEL (VENDU PAR LOT DE 10) CO-M77816 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL UNIVERSEL (VENDU PAR LOT DE 10) CO-M77816 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT VERTICAL (LOT DE 50) CO-M24534V 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT VERTICAL (LOT DE 50) CO-M24534V 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT HORIZONTAL (LOT DE 50) CO-M24534MZ 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT HORIZONTAL (LOT DE 50) CO-M24534MZ 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/6 CO-M24610MZ 
PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/6 CO-M24610MZ 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4 CO-M24611MZ 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4 CO-M24611MZ 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR) CO-M77815 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR) CO-M77815 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM CO-M24535SZ 	PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ... PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM CO-M24535SZ 
ÉTIQUETTES POUR TIROIR ÉTIQUETTES BLEUES (LOT DE 5) CO-M77826 	ÉTIQUETTES POUR TIROIR ÉTIQUETTES JAUNES (LOT DE 5) CO-M77825 	ÉTIQUETTES POUR TIROIR ÉTIQUETTES ROUGES (VENDU PAR LOT DE 5) CO-M77827 	ÉTIQUETTES POUR TIROIR ÉTIQUETTES VERTES (LOT DE 5) CO-M77828 	ÉTIQUETTES POUR TIROIR ÉTIQUETTES BLANCHES POUR BOÎTE DE SUBDIVISION CO-M24532MC 	ÉTAGÈRES EN ABS ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À CLASSEURS (14 INTERVALLES) CO-M77899 	ÉTAGÈRES EN ABS ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À SOLUTÉS CO-M24505MS 

Composants

ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600
STANDARD**

CO-M24505MC



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK ETAGERE BT 75 - 4
BACS TIROIRS 75 1/4 - 12
SEPARATEURS MOBILES - 4
PE 1/4**

PP-PETA-BT75-16



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 4 BACS
DE SEPARATION 155 1/4 - 4
SEPARATEURS MOBILES - 4
BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-14-8



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 4 BACS
DE SEPARATION 155 1/4 - 8
SEPARATEURS MOBILES - 4
BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-14-12



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 6 BACS
DE SEPARATIONS 155 1/6 - 6
SEPARATEURS MOBILES - 6
BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-16-12



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 6 BACS
DE SEPARATION 155 1/6 - 12
SEPARATEURS MOBILES - 6
BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-16-18



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 75 - 6 BACS
DE SEPARATION 75 1/6 - 18
SEPARATEURS MOBILES**

PP-PTIR75-16-24



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 75 - 4 BACS
DE SEPARATION 75 1/4 - 12
SEPARATEURS MOBILES**

PP-PTIR75-14-16



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 75 - 4 BACS
DE SEPARATION 75 1/4 - 16
SEPARATEURS MOBILES**

PP-PTIR75-14-20



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 235 - 2 BACS
DE SEPARATION 155 1/2**

PP-PTIR235-12-2



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK ETAGERE BT 155 - 4
BACS TIROIRS 155 1/4 - 8
SEPARATEURS MOBILES - 4
BARRES DE LIAISON - 4 ...**

PP-PETA-BT155-14



ÉTAGÈRES EN COMPACT

ÉTAGÈRE TRESPA F600

CO-M77884



ÉTAGÈRES DEDIIÉES

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600
PORTE-SONDES**


CO-M24505MP



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE POUR
ÉTAGÈRE EN RÉSINE
STRATIFIÉE**

CO-M77907



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**ENSEMBLE PLATEAU 7
BACS JOURNALIERS
GRAND MODÈLE**

CO-MEC70002



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**ENSEMBLE PLATEAU 7
BACS JOURNALIERS
MOYEN MODÈLE**

CO-MEC70001



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**PLATEAU BAC
JOURNALIER BLANC**


CO-MEC70003



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**SYSTÈME OUVERTURE
BLANC**

CO-SOBJ



BAC JOURNALIER

**SÉPARATEUR MOYEN
MODÈLE (UNITAIRE)**

CO-MEC70008



BAC JOURNALIER

**SÉPARATEUR GRAND
MODÈLE (UNITAIRE)**

CO-MEC70009



BAC JOURNALIER

**BAC JOURNALIER
TRANSPARENT GRAND
MODÈLE**

CO-MEC70012



Composants

BAC JOURNALIER

**BAC JOURNALIER
TRANSPARENT MOYEN
MODÈLE**

CO-MEC7001I



BAC JOURNALIER

**PILULIER SEUL AVEC
COUVERCLE POUR TIROIRS
JOINTIFS**

CO-MED038



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**ENSEMBLE PLATEAU 8
PILULIERS - MAUVE**

CO-M77900MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PLATEAU PLUMIER -
MAUVE**

CO-M77904MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PILULIER PLUMIER -
MAUVE**

CO-M77902MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**SÉPARATEUR POUR
PILULIER PLUMIER (VERT
OU MAUVE)**

CO-M77903



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**ENSEMBLE PLATEAU 8
PILULIERS - VERT**

CO-M77900VE



ENSEMBLE 8 PILULIERS

PILULIER PLUMIER - VERT

CO-M77902VE



ENSEMBLE 8 PILULIERS

PLATEAU PLUMIER - VERT

CO-M77904VE



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PILULIER PLUMIER SANS
POIGNEE - MAUVE**

CO-M77902MA-SP



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PILULIER PLUMIER SANS
POIGNEE - VERT**

CO-M77902VE-SP



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTES
TRANSPARENT MOYEN
MODÈLE (LOT DE 50)**

CO-MEC80020



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTES
TRANSPARENT GRAND
MODÈLE (LOT DE 50)**

CO-MEC80021



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**LOT DE 35 PLANCHES DE
24 ÉTIQUETTES POUR
PLATEAUX 8 PILULIERS
(COLORIS PANACHÉS)**

CO-M77901



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES
AUTOCOLLANTES MOYEN
MODÈLE (200 PLANCHES
DE 27 SOIT 5400
ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ80020



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES
AUTOCOLLANTES GRAND
MODÈLE (200 PLANCHES
DE 18 SOIT 3600
ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ80021



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES
AUTOCOLLANTES MOYEN
MODÈLE (50 PLANCHES DE
27 SOIT 1350 ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ8002001



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES
AUTOCOLLANTES GRAND
MODÈLE (50 PLANCHES DE
18 SOIT 900 ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ8002101



CASSETTE

**POIGNÉE POUR CASSETTE
X2**

OP-POIGNEECA



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC
PORTE, VERROUILLAGE ET
2 POIGNÉES 3 NIVEAUX**

CO-M24627MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC
PORTE, VERROUILLAGE ET
2 POIGNÉES 2 NIVEAUX
SPÉCIAUX**

CO-M24627MS



Composants

CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC
PORTE ET VERROUILLAGE
3 NIVEAUX**

CO-M24626MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC
PORTE, VERROUILLAGE ET
2 POIGNÉES 2 NIVEAUX**

CO-M24624MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC
PORTE ET VERROUILLAGE
2 NIVEAUX**

CO-M24623MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC
PORTE ET VERROUILLAGE 1
NIVEAU**

CO-M24623MS



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE SANS
PORTE 2 NIVEAUX**

CO-M24622MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE SANS
PORTE 3 NIVEAUX**

CO-M24625MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC
PORTE, VERROUILLAGE ET
2 POIGNÉES 1 NIVEAU**

CO-M24624MS



CASSETTE

**CLE PASS CASSETTE
ALLIBERT MEDICAL**

OP-PASSP03



PORTE-ETIQUETTES / SUPPORT É ...

**POCHETTE
AUTOCOLLANTE
TRANSPARENTE A4 (LOT
DE 5)**


CO-M77859



PORTE-ETIQUETTES / SUPPORT É ...

**SUPPORT AUTOCOLLANT
POUR SUPPORT-
ÉTIQUETTE TRANSPARENT
(LOT DE 5)**

CO-M77880



GOBELET

**SUPPORT BLANC POUR
GOBELETS À USAGE
UNIQUE AVEC
COUVERCLES ÉTROITS (100
PLATEAUX SANS GOBELET)**

CO-MEZ70001



GOBELET

**GOBELETS À USAGE
UNIQUE TRANSLUCIDE
LARGES - GRADUÉS (LOT
DE 400)**

CO-MEZ71002



GOBELET

**GOBELETS À USAGE
UNIQUE TRANSLUCIDE
ÉTROITS - GRADUÉS (LOT
DE 400)**

CO-MEZ71003



Décors



EXOTIQUE BLEU



PLUM PURPLE



QUARTZ



LIMON



RED CANDY




RICE PAPER

Une maintenance préventive qui s'adapte à vous

La maintenance des dispositifs médicaux n'est pas seulement une **obligation technique**, mais aussi une **responsabilité légale** et réglementaire de l'établissement.

Elle repose sur :

- Une politique claire
- Des procédures de traçabilité
- L'utilisation de pièces conformes
- Et la qualification du personnel



Les avantages de la maintenance préventive



LES AVANTAGES D'UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE DE VOS ÉQUIPEMENTS

- Plus de performance : disponibilité maximale du parc.
- Plus de qualité : un service fiable et continu.
- Moins de dépenses : réduction des coûts de réparation.
- Moins de pannes : continuité assurées.



ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS & GARANTIR LA SÉCURITÉ

Nos programmes de maintenance sont pensés pour :

- Exploiter pleinement les performances de vos équipements.
- Assurer des contrôles réguliers et des diagnostics fiables.
- Préserver la sécurité des patients, résidents et soignants.
- Maintenir la conformité réglementaire de votre établissement.



UN BUDGET SOUS CONTRÔLE

Nos solutions de maintenance vous aident à :

- Anticiper vos dépenses.
- Éviter les coûts imprévus.
- Optimiser vos investissements en toute transparence.



DES PIÈCES CERTIFIÉES POUR UNE FAISABILITÉ DURABLE

Toutes nos interventions sont réalisées avec des pièces d'origine, testées et validées garantissant :

- La sécurité maximale lors de l'utilisation de vos équipements.
- Le respect strict des normes réglementaires.
- La longévité et la fiabilité de vos lits, matelas et accessoires.

Nos prestations de maintenance préventive



UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE

De l'avant-vente à l'après-vente, nous vous accompagnons à chaque étape.

Grâce à une **analyse précise** de vos besoins, nous mettons en place un **support technique** sur-mesure, fondé sur une **collaboration durable** et **efficace**.

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

Nos techniciens et ingénieurs, régulièrement formés aux dernières innovations, vous assurent :

- Un service réactif et de haute qualité.
- Une installation professionnelle de vos équipements.
- La formation complète de vos équipes, directement sur site.

NOS TECHNICIENS RÉALISENT UNE VÉRIFICATION COMPLÈTE

- Contrôle mécanique : assemblage, articulations, freins, verrouillages.
- Contrôle électronique : composants, commandes, capteurs.
- Points de sécurité : barrières, systèmes de blocage, dispositifs de protection.
- Lubrification : regraissage de tous les points de pivot.
- Tests électriques : réalisés conformément aux normes en vigueur.

Chaque opération (contrôle, réglage, remplacement) est consignée dans le rapport de maintenance du technicien.

REMISE EN ÉTAT DU PARC

A l'issue de la visite, notre service de maintenance préventive vous enverra par mail le **rapport de maintenance** complété pour chaque équipement.

Les **fiches d'intervention** sont transmises à votre interlocuteur HAcare qui établit les devis nécessaires pour les réparations ou remplacements.

Vous disposez ainsi d'un **suivi complet** et **transparent** de la **maintenance** de votre parc.

Résultat : un processus clair et tracé, qui garantit la sécurité, la conformité et la disponibilité de vos équipements.



**Z.I. Nord 14 rue des forges
86200 - Loudun**


Tél +33 (0)1 42 84 01 15
adv.allibert@hacare.com



Stéphane HARDOIN
Responsable Ventes France
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Administration des ventes
adv.allibert@hacare.com
+33 (0)1 42 84 01 15



HAcare
MEDICAL

1860



MKT-26-PO-HEB-SES-SPS-ASF-MARM-FR
2026