




ARMOIRES DE STOCKAGE FERMÉES ARMOIRE FERMÉE À RIDEAU - MM3 (LOGIST'ALLI)



**Soins et équipement de service - Plateau techniquee**



# Sommaire

|                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860</b> | 3       |
| <b>Nos engagements</b>                                                  | 4       |
| <b>Choisir l'économie circulaire</b>                                    | 5       |
| <b>Matériaux recyclables</b>                                            | 6       |
| <b>Certifications</b>                                                   | 7       |
| <b>Armoires de stockage fermées Hébergement Plateau techniquee</b>      | 8       |
| <b>Nos exclusivités</b>                                                 |         |
| EasyMov et la 5 <sup>e</sup> roue motorisée                             | 10      |
| Soft Sound                                                              | 11      |
| Easy Clip                                                               | 12      |
| No key concept                                                          | 13      |
| <b>Nos points forts</b>                                                 |         |
| Un rideau amovible pour protéger et verrouiller (Rideau)                | 15      |
| Optimiser le stockage (P60)                                             | 16      |
| Faciliter le nettoyage (Easy CLEAN)                                     | 17      |
| <b>Les caractéristiques</b>                                             |         |
| Mobilité                                                                | 19      |
| Sécurité                                                                | 20      |
| Configurable                                                            | 21      |
| COMPOSANTS : Tiroirs                                                    | 22 - 23 |
| COMPOSANTS : Bac à lèvres                                               | 24 - 25 |
| COMPOSANTS: Étagères                                                    | 26 - 27 |
| COMPOSANTS : Plateau bac journalier (BJMM/BJGM)                         | 28 - 29 |
| COMPOSANTS : Cassette                                                   | 30      |
| <b>Spécificités techniques</b>                                          | 31      |
| <b>Options, Accessoires, Composants &amp; Nuancier</b>                  | 39      |
| <b>Une maintenance préventive qui s'adapte à vous</b>                   | 52      |
| <b>Les avantages de la maintenance préventive</b>                       | 53      |
| <b>Nos prestations de maintenance préventive</b>                        | 54      |





## HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.



## Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s'engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

### Nos 6 engagements



Une production Made in France



L'utilisation de ressources renouvelables



Intégration de l'économie circulaire dans tout nouveau développement produit



Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)



Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l'environnement



Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

# Choisir l'économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d'un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l'infini car ses fibres deviennent trop petites ou s'épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



# Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.



## Le bois de réemploi


Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

### 100% en bois de réemploi

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

### 100% bois certifié FSC

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF. Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



## Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



## Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.

# Un niveau de certification de premier plan



# ARMOIRES DE STOCKAGE FERMÉES HÉBERGEMENT

Plateau techniquee

Armoire fermée à rideau - MM3 (LOGIST'ALLI)





## **NOS EXCLUSIVITÉS**


# EasyMov et la 5<sup>e</sup> roue motorisée

*Dans un environnement hospitalier en constante tension, la manipulation de charges lourdes et le déplacement de brancards représentent des défis quotidiens pour les équipes médicales. Entre la saturation des services et l'étroitesse des couloirs, les risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) pour le personnel et d'inconfort pour les patients sont accrus. C'est pour répondre à ces enjeux de santé au travail et de qualité de prise en charge qu'a été développée la solution de transport assisté.*



## Motorisation avec la 5<sup>e</sup> roue

La **motorisation**, associée à une **5<sup>e</sup> roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**. Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable, sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.




Au cours des 40 dernières années, le niveau moyen de bruit dans les hôpitaux a augmenté de 15 décibels (dB), atteignant des niveaux d'environ 70 dB, bien au-dessus de la limite recommandée par l'OMS qui est de 35 dB pour un environnement de soins. Les produits HAcare sont conçus pour lutter contre les nuisances sonores. L'objectif est de réduire de 20dB avec l'ajout d'amortisseurs sur toutes les structures roulantes et brancardables.



## Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements** fluides, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les **nuisances sonores diminuent** significativement.




*Dans un environnement de soins où chaque seconde compte et où l'espace est souvent limité, l'optimisation de la surface de soins devient un enjeu stratégique pour améliorer l'efficacité des équipes soignantes et la sécurité des patients. Le concept EasyClip® a été conçu pour répondre à ces contraintes avec une approche à la fois ergonomique, intuitive et modulable.*



## Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, sans aucun outil, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide et efficace** au quotidien.



Le verrouillage des chariots de soins est essentiel pour garantir la sécurité des produits de santé et la traçabilité des actes. Qu'il soit à clé, électronique ou par scellé, il protège le contenu contre tout accès non autorisé et limite les risques d'erreur ou de vol. Adapté aux exigences hospitalières, ce système de sécurité assure un accès rapide et contrôlé aux soignants autorisés, renforçant la conformité, la confidentialité et la sérénité dans les services de soins.



## Sécuriser le stockage

Serrures électroniques à **digicode**, **RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide** et **sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**. Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.





# **NOS POINTS FORTS**

# Un rideau amovible pour protéger et verrouiller (Rideau)



Le chariot de dispensation est équipé d'un **rideau amovible** constitué d'ondulations marquées qui **coulisse** très facilement dans une glissière très large avec possibilité de **préhension** à **tous les niveaux** ce qui contribue à lutter contre les TMS.

Le **rideau protège** le contenu du chariot des **regards** indiscrets ( confidentialité lors de la dispensation), de la **lumière** et des **UV**, préservant ainsi la **qualité** et la **confidentialité** de la dispensation.

Grâce au système de **verrouillage centralisé**, l'ouverture et la fermeture se font **en un seul geste**, simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la **sécurité**.

# Optimiser le stockage (P60)



Le mobilier médical à **rideau** HACARE s'adapte à chaque usage grâce à un **large choix** de **composants modulables**. Il optimise le stockage par **verticalisation** avec le concept P60 et P80, en offrant une **grande capacité** de rangement.

Selon votre organisation, les mobiliers à rideau privilégie soit la **capacité des composants**, soit la **quantité de composants**.

La possibilité de choix du sommier offre un **large choix** de **composants** qui permettent une organisation claire, optimisée et efficace.

Il assure un **espace de travail pratique**, évolutif et **performant** au quotidien, répondant aux besoins des équipes soignantes.

# Faciliter le nettoyage (Easy CLEAN)



Grâce à la solution **EasyClean®**, le **nettoyage** du mobilier médical devient **simple**, rapide et **efficace**. Le **plateau amovible** sans outil, donne un **accès total** aux surfaces à nettoyer, elles aussi amovibles.

Résultat : un **lavage intégral** en un minimum de temps, une **hygiène irréprochable**, et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



# **LES CARACTÉRISTIQUES**



### EasyMOV

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** grâce à son système d'**amortisseur intégré**. Cette technologie **absorbe les vibrations** et irrégularités du sol, garantissant un **déplacement** fluide, **sécurisé** et **sans effort**, même en environnement hospitalier exigeant.

La **poignée d'aide à la poussée** facilite la **prise en main**.

Chaque mouvement est facilité, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.


Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)**, il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.



### Choix de roulettes

Le mobilier médical s'adapte à chaque environnement grâce au **choix de roulettes** de 75 mm ou 125 mm, permettant l'**optimisation** entre ajustement de la **hauteur de surface** de travail et le **confort de déplacement**.

Les **deux freins avant**, facilement accessibles au pied, assurent une **stabilité parfaite** lors des soins ou des préparations, renforçant la **sécurité** du mobilier et la confiance des soignants dans leurs gestes.



### Poignées d'aide à la poussée

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** et une **bonne prise en main** grâce à sa **poignée d'aide à la poussée**.

Son système d'amortisseur intégré facilite les déplacements.

Chaque **mouvement** est **fluide**, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.


Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)**, il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.



### Verrouillage par digicode

La **serrure à digicode** offre une **sécurité optimale** et une **gestion simplifiée des accès** au mobilier médical. Contrairement aux clés, Le code garantit un verrouillage fiable et rapide, limitant les risques de perte ou de duplication.

Elle permet un **contrôle précis de l'accès** aux médicaments et dispositifs médicaux, tout en améliorant la **traçabilité** et la **confidentialité**. Idéale pour les environnements hospitaliers exigeants, elle allie praticité, sécurité et conformité aux protocoles de soins.



### Verrouillage RFID

Le **verrouillage RFID** assure une sécurité optimale et un **accès maîtrisé** au mobilier médical. Grâce à un **badge** ou une **carte nominative**, chaque ouverture est simple, rapide et **traçable**. Elle renforce la **confidentialité**, limite les accès non autorisés et s'adapte parfaitement aux environnements hospitaliers exigeants, où la fluidité et la fiabilité des gestes sont essentielles. Un système moderne, sûr et ergonomique, pour une **gestion simplifiée** et un **contrôle optimal** du matériel médical.




### Verrouillage à clé

Le **verrouillage à clé** sur le mobilier médical garantit une **sécurité** fiable et accessible pour le stockage des médicaments et équipements sensibles. **Simple à utiliser**, il limite les accès non autorisés tout en offrant une **solution robuste** et **éprouvée**. Idéal pour les environnements hospitaliers exigeants, il assure la **protection du contenu**, renforce la **confidentialité** et contribue à la conformité aux **protocoles de sécurité**. Une solution pratique et efficace pour sécuriser le matériel au quotidien et faciliter le travail des équipes soignantes.



### Une modularité pour une grande capacité de stockage

Le mobilier **modulable** HACARE permet de **verticaliser** le **stockage** et d'**optimiser** chaque **mètre carré**, même dans les espaces contraints. Grâce au **système P60/P80**, les équipes **mixent** librement **plateaux BJMM/BJGM**, trois hauteurs de  **tiroirs** et trois hauteurs de **bacs à lèbres**. Une organisation **flexible**, **compacte** et parfaitement adaptée aux besoins des services de soins.



### Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure

**Configurez** votre mobilier médical selon vos **besoins** grâce à un large choix de **composants modulaires**. Créez une **solution sur mesure**, parfaitement adaptée à vos usages quotidiens. Chaque élément est pensé pour **optimiser** votre organisation, votre **confort** de travail et l'**efficacité** des soins, tout en garantissant une ergonomie optimale. Une personnalisation complète pour un **mobilier évolutif, durable** et en parfaite adéquation avec les exigences de votre service.



### Choisir les configurations "type"

Grâce à **notre expertise** en mobilier médical, nous concevons pour vous des **configurations "type"** pensées pour chaque usage. Sélection rigoureuse de **composants** et d'**accessoires**, agencement optimisé, ergonomie et confort d'utilisation : tout est étudié pour répondre aux besoins spécifiques de chaque service. **Notre équipe vous accompagne** pour définir la configuration la plus adaptée à vos pratiques, en alliant fonctionnalité, durabilité et efficacité au quotidien.



### Choisir les couleurs du mobilier médical

**Personnalisez** votre environnement hospitalier en choisissant parmi une large **gamme de coloris**. Idéal pour **différencier** les **espaces par service** ou par usage et **faciliter l'orientation** du personnel soignant et des patients.




Les  **tiroirs jointifs protègent**  le contenu des tiroirs  **des regards**  indiscrets, de la  **lumière**  et des  **UV** , préservant ainsi la qualité et la  **confidentialité**  des produits stockés.

Grâce au système de  **verrouillage centralisé** , l'ouverture et la fermeture se font en  **un seul geste** , simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la sécurité.


Les  **tiroirs amovibles**  peuvent être  **nettoyés en autoclave** , les  **angles rayonnés**  facilitent le nettoyage.

Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.



### Les tiroirs ergonomiques


Le mobilier médical s'**adapte** à chaque organisation de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et **composez librement** l'aménagement intérieur selon vos besoins.



### Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'**adapte** à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation**.

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



### Les séparateurs


**Composez** librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparations et aux **séparateurs, peignes de séparation**, boîtes de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



### Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.


# COMPOSANTS : Bac à lèvres



**Composez** librement l'**aménagement intérieur** du bac à lèvres selon vos besoins grâce aux **peignes de séparation** qui isolent chaque élément de soin pour une plus grande sécurité.


Une **conception flexible** et évolutive qui permet d'optimiser l'espace.

**Plusieurs modèles** pour créer votre propre organisation.



### Choisir son Bac à lèvres

Les bacs à lèvres **pleins ou ajourés, transparents**, offrent une **solution de stockage** sécurisée et hygiénique pour le mobilier médical. Leur conception fermée limite les risques de contamination des liquides tout en permettant de **visualiser** rapidement le contenu. **Facile à nettoyer**, il assure durabilité et praticité au quotidien. Adaptable à **toutes** les structures, il optimise l'organisation des instruments et consommables, tout en facilitant le travail des équipes soignantes. Léger et robuste, il combine sécurité, ergonomie et efficacité. Disponible en **3 hauteurs** pour optimiser le stockage.




### Bac à lèvres plein et ajouré

Le bac à lèvres, mode de rangement universel et normé, est doté d'une **gorge arrière** pour **suspension**, et crée ainsi une **zone isolée** limitant la contamination des liquides. **Transparent** pour un **repérage rapide** du contenu, il peut être ajouré pour plus de légèreté. Il s'adapte à **toutes** les **structures** et se **nettoie facilement**, offrant une solution pratique, hygiénique et fonctionnelle pour l'organisation et la sécurité des soins. Disponible en **3 hauteurs** pour optimiser le stockage.




### Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.




L'**étagère** modulable offre un **espace** de **rangement** pratique et accessible pour le mobilier médical. Conçue pour **optimiser l'organisation** des instruments et consommables, elle facilite le travail quotidien des équipes soignantes. Robuste et stable, elle supporte divers équipements tout en restant **facile à nettoyer**, garantissant hygiène et durabilité. **Adaptable** à différentes configurations, elle permet de **structurer** efficacement l'espace de soins, offrant un **accès rapide** au matériel essentiel et contribuant à un environnement de travail fluide, sécurisé et ergonomique.



### Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'adapte à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation**.

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



### Les séparateurs



**Composez** librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparations et aux **séparateurs**, **peignes de séparation**, boîtes de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



### Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.

# COMPOSANTS : Plateau bac journalier (BJMM/BJGM)



Les plateaux **7 piluliers BJMM** ou **BJGM** permettent une **dispensation nominative** claire et organisée pour chaque patient. Fonctionnels et modulables, ils peuvent être **complétés** par un ou plusieurs **tiroirs** destinés au traitement « **si besoin** » ou au **rangement** du petit **matériel** médical (tensiomètre, gants, consommables...). Une solution pratique pour optimiser la préparation et la distribution des traitements au quotidien.



## Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.



## COMPOSANTS : Cassette

La cassette sécurisée offre un **espace de stockage** fixe et **inviolable**, idéal pour les produits sensibles. Son système de **verrouillage**, possible à n'importe quelle hauteur, garantit une protection renforcée et un **accès contrôlé** en toutes circonstances. Conçue pour accueillir des contenus dangereux ou toxiques, elle renforce la **sécurité** du personnel et des patients tout en assurant une organisation fiable et conforme aux exigences hospitalières.

# Spécificités techniques

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue                   | 42,7 kg |
| Poids Total Pack                      | 67,3 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60%     |
| Pourcentage matière recyclée          | 25%     |

## DIMENSIONS

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Largeur         | 72,8 cm                    |
| Profondeur      | 58,6 cm                    |
| Hauteur plateau | 157,3 cm                   |
| Façade          | F600                       |
| Hauteur         | 160,2 cm                   |
| Epaisseur       | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

## TYPE

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|----------------------------------------------|

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Structure Plateau   | ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés |
| Caisson             | Fibres végétales                                             |
| Façade              | Rideau en PP blanc                                           |
| Roues               | Bandage polyuréthane non tachant                             |
| Matière             | Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre                  |
| Sommier / Glissière | ABS noir                                                     |

## PIÈTEMENT

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues    | 125 mm                           |

## TYPE DE FIXATION

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

## CHARGE DE SÉCURITÉ

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 150 kg |
|----------------------------|--------|

## COLORIS

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Caisson | Au choix dans sélection |
|---------|-------------------------|

## CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

|                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G)                                  | 15G                                 |
| Type de sommier                                                   | Mixte en standard et BJMM en option |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm                              | 15                                  |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm                  | 14                                  |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 15                                  |
| Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm                   | 19                                  |
| Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm  | 19                                  |

## CLASSEMENT FEU

|                  |        |
|------------------|--------|
| Plastique        | M2     |
| Plastique ABS    | M2     |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---------------------------------------------------|-------|

## COMPOSITION

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| • | 2 étagères                     |
| • | 1 tiroir à toxique hauteur 155 |
| • | 8 tiroirs hauteur 075          |
| • | 1 tiroir hauteur 235           |

PP-L60015-V1

ARMOIRE BASSE LOGISTALLI M3 - F600 15G - EQUIPE V1



15G

## NOS EXCLUSIVITÉS



## NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

# Spécificités techniques

PP-L60020-V1

ARMOIRE LOGISTALLI M3 - F600 20G - EQUIPE V1

POIDS - ECO-PERFORMANCES

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poids structure nue                   | 52,5 kg  |
| Poids Total Pack                      | 69,17 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60%      |
| Pourcentage matière recyclée          | 25%      |

DIMENSIONS

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Largeur    | 69,8 cm                    |
| Profondeur | 56,8 cm                    |
| Façade     | F600                       |
| Hauteur    | 196 cm                     |
| Epaisseur  | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

TYPE

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|----------------------------------------------|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Caisson             | Fibres végétales                 |
| Façade              | Rideau en PP blanc               |
| Roues               | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | ABS noir                         |

PIÈTEMENT

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues    | 125 mm                           |

TYPE DE FIXATION

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 150 kg |
|----------------------------|--------|

COLORIS

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Caisson | Au choix dans sélection |
|---------|-------------------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

|                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G)                                  | 20G                                 |
| Type de sommier                                                   | Mixte en standard et BJMM en option |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm                              | 20                                  |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm                  | 19                                  |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 20                                  |
| Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm                   | 26                                  |
| Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm  | 26                                  |

CLASSEMENT FEU

|                  |        |
|------------------|--------|
| Plastique        | M2     |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---------------------------------------------------|-------|

COMPOSITION

- 7 bacs à lèvres transparents hauteur 100 pleins
- 3 bacs à lèvres transparents hauteur 200 ajourés



20G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

# Spécificités techniques

PP-L60020-V2

ARMOIRE LOGISTALLI M3 - F600 20G - EQUIPE V2

POIDS - ECO-PERFORMANCES

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue                   | 52,5 kg |
| Poids Total Pack                      | 75 kg   |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60%     |
| Pourcentage matière recyclée          | 25%     |

DIMENSIONS

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Largeur    | 69,8 cm                    |
| Profondeur | 56,8 cm                    |
| Façade     | F600                       |
| Hauteur    | 196 cm                     |
| Epaisseur  | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

TYPE

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|----------------------------------------------|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Caisson             | Fibres végétales                 |
| Façade              | Rideau en PP blanc               |
| Roues               | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | ABS noir                         |

PIÈTEMENT

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues    | 125 mm                           |

TYPE DE FIXATION

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 150 kg |
|----------------------------|--------|

COLORIS

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Caisson | Au choix dans sélection |
|---------|-------------------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

|                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G)                                  | 20G                                 |
| Type de sommier                                                   | Mixte en standard et BJMM en option |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm                              | 20                                  |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm                  | 19                                  |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 20                                  |
| Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm                   | 26                                  |
| Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm  | 26                                  |

CLASSEMENT FEU

|                  |        |
|------------------|--------|
| Plastique        | M2     |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---------------------------------------------------|-------|

COMPOSITION

|   |                        |
|---|------------------------|
| • | 1 étagère              |
| • | 10 tiroirs hauteur 075 |
| • | 2 tiroirs hauteur 155  |



20G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

# Spécificités techniques

MO-L60015

ARMOIRE BASSE LOGISTALLI M3 - F600 15G - À ÉQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue                   | 42,7 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60%     |
| Pourcentage matière recyclée          | 25%     |

DIMENSIONS

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Largeur         | 72,8 cm                    |
| Profondeur      | 58,6 cm                    |
| Hauteur plateau | 157,3 cm                   |
| Façade          | F600                       |
| Hauteur         | 160,2 cm                   |
| Epaisseur       | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

TYPE

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|----------------------------------------------|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Structure Plateau   | ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés |
| Caisson             | Fibres végétales                                             |
| Façade              | Rideau en PP blanc                                           |
| Roues               | Bandage polyuréthane non tachant                             |
| Matière             | Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre                  |
| Sommier / Glissière | ABS noir                                                     |

PIÈTEMENT

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues    | 125 mm                           |

TYPE DE FIXATION

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 150 kg |
|----------------------------|--------|

COLORIS

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Caisson | Au choix dans sélection |
|---------|-------------------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

|                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G)                                  | 15G                                 |
| Type de sommier                                                   | Mixte en standard et BJMM en option |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm                              | 15                                  |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm                  | 14                                  |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 15                                  |
| Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm                   | 19                                  |
| Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm  | 19                                  |

CLASSEMENT FEU

|                  |        |
|------------------|--------|
| Plastique        | M2     |
| Plastique ABS    | M2     |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---------------------------------------------------|-------|



15G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Poids structure nue                   | 43 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60%   |
| Pourcentage matière recyclée          | 25%   |

DIMENSIONS

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Largeur         | 72,8 cm                    |
| Profondeur      | 58,6 cm                    |
| Hauteur plateau | 157,3 cm                   |
| Façade          | F600                       |
| Hauteur         | 160,2 cm                   |
| Epaisseur       | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

TYPE

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|----------------------------------------------|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Structure Plateau   | ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés |
| Caisson             | Fibres végétales                                             |
| Façade              | Rideau en PP blanc                                           |
| Roues               | Bandage polyuréthane non tachant                             |
| Matière             | Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre                  |
| Sommier / Glissière | ABS noir                                                     |

PIÈTEMENT

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues    | 125 mm                           |

TYPE DE FIXATION

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 150 kg |
|----------------------------|--------|

COLORIS

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Caisson | Au choix dans sélection |
|---------|-------------------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

|                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G)                                  | 15G                                 |
| Type de sommier                                                   | Mixte en standard et BJMM en option |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm                              | 15                                  |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm                  | 14                                  |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 15                                  |
| Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm                   | 19                                  |
| Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm  | 19                                  |

CLASSEMENT FEU

|                  |        |
|------------------|--------|
| Plastique        | M2     |
| Plastique ABS    | M2     |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---------------------------------------------------|-------|



15G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue                   | 51,9 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60%     |
| Pourcentage matière recyclée          | 25%     |

DIMENSIONS

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Largeur    | 69,8 cm                    |
| Profondeur | 56,8 cm                    |
| Façade     | F600                       |
| Hauteur    | 181 cm                     |
| Epaisseur  | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

TYPE

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|----------------------------------------------|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Caisson             | Fibres végétales                 |
| Façade              | Rideau en PP blanc               |
| Roues               | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | ABS noir                         |

PIÈTEMENT

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues    | 125 mm                           |

TYPE DE FIXATION

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 150 kg |
|----------------------------|--------|

COLORIS

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Caisson | Au choix dans sélection |
|---------|-------------------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

|                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G)                                  | 18G                                 |
| Type de sommier                                                   | Mixte en standard et BJMM en option |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm                              | 18                                  |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm                  | 17                                  |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 18                                  |
| Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm                   | 23                                  |
| Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm  | 23                                  |

CLASSEMENT FEU

|                  |        |
|------------------|--------|
| Plastique        | M4     |
| Fibres végétales | D-s2d2 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---------------------------------------------------|-------|



18G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN



# Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue                   | 52,9 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60%     |
| Pourcentage matière recyclée          | 25%     |

DIMENSIONS

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Largeur    | 69,8 cm                    |
| Profondeur | 56,8 cm                    |
| Façade     | F600                       |
| Hauteur    | 181 cm                     |
| Epaisseur  | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

TYPE

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|----------------------------------------------|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Caisson             | Fibres végétales                 |
| Façade              | Rideau en PP blanc               |
| Roues               | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | ABS noir                         |

PIÈTEMENT

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues    | 125 mm                           |

TYPE DE FIXATION

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 150 kg |
|----------------------------|--------|

COLORIS

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Caisson | Au choix dans sélection |
|---------|-------------------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G)                                 | 18G              |
| Type de sommier                                                  | BJMM en standard |
| Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm                  | 23               |
| Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 23               |

CLASSEMENT FEU

|                  |        |
|------------------|--------|
| Plastique        | M5     |
| Fibres végétales | D-s2d3 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---------------------------------------------------|-------|

## MO-L60018-BJMM

ARMOIRE LOGISTALLI M3 - F600 18G BJMM - À ÉQUIPER



18G

### NOS EXCLUSIVITÉS



### NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue                   | 52,5 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60%     |
| Pourcentage matière recyclée          | 25%     |

DIMENSIONS

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Largeur    | 69,8 cm                    |
| Profondeur | 56,8 cm                    |
| Façade     | F600                       |
| Hauteur    | 196 cm                     |
| Epaisseur  | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

TYPE

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|----------------------------------------------|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Caisson             | Fibres végétales                 |
| Façade              | Rideau en PP blanc               |
| Roues               | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | ABS noir                         |

PIÈTEMENT

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues    | 125 mm                           |

TYPE DE FIXATION

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 150 kg |
|----------------------------|--------|

COLORIS

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Caisson | Au choix dans sélection |
|---------|-------------------------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

|                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G)                                  | 20G                                 |
| Type de sommier                                                   | Mixte en standard et BJMM en option |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm                              | 20                                  |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm                  | 19                                  |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 20                                  |
| Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm                   | 26                                  |
| Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm  | 26                                  |

CLASSEMENT FEU

|                  |        |
|------------------|--------|
| Plastique        | M2     |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---------------------------------------------------|-------|



20G

NOS EXCLUSIVITÉS





NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN



## **OPTIONS, ACCESSOIRES, COMPOSANTS & NUANCIER**

# Options

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>VERROUILLAGE SERRURES</div> <div>VERROUILLAGE ELECTRONIQUE AVEC BADGE - POUR LOGISTALLI</div> <div>OP-L3RFID</div> <div></div> | <div>VERROUILLAGE SERRURES</div> <div>VERROUILLAGE ELECTRONIQUE AVEC CODE - POUR LOGISTALLI</div> <div>OP-L3CODE</div> <div></div>                                  | <div>VERROUILLAGE SERRURES</div> <div>VERROUILLAGE MECANIQUE AVEC CLE - POUR LOGISTALLI</div> <div>OP-L3CLE</div> <div></div>    | <div>VERROUILLAGE SERRURES</div> <div>CLE PASS POUR SERRURE MECANIQUE - GAMME M3</div> <div>OP-M3CLEPASS</div> <div></div> | <div>VERROUILLAGE OPTIONS</div> <div>KIT 10 BADGES RFID UTILISATEURS</div> <div>OP-KIT-BADGES-RFID</div> <div></div>  | <div>VERROUILLAGE OPTIONS</div> <div>KIT BATTERIE DE SECOURS POUR VERROUILLAGE ELECTRONIQUE</div> <div>OP-KIT-BATTERIE</div> <div></div> | <div>VERROUILLAGE OPTIONS</div> <div>KIT PASSE USB POUR VERROUILLAGE A CODE ET RFID M3 - SANS CODE DE SECURITE</div> <div>OP-KIT-PASSE-USB-RFID</div> <div></div> |
| <div>VERROUILLAGE OPTIONS</div> <div>KIT ADMINISTRATION POUR VERROUILLAGE ELECTRONIQUE</div> <div>OP-KIT-ADMIN</div> <div></div>  | <div>VERROUILLAGE OPTIONS</div> <div>KIT PASSE USB POUR VERROUILLAGE A CODE ET RFID M3 - AVEC CODE DE SECURITE</div> <div>OP-KIT-PASSE-USB-CODE</div> <div></div> | <div>OPTIONS ROUES</div> <div>ROUE BLANCHE DIAMÈTRE 125 MM SIMPLE GALET ANTISTATIQUE</div> <div>OP-ROUE125AS</div> <div></div> | <div>OPTIONS ROUES</div> <div>ROUE BLANCHE DIAMÈTRE 100 MM DOUBLE GALET</div> <div>OP-ROUE100</div> <div></div>          | <div>OPTIONS ROUES</div> <div>ROUE BLANCHE DIAMÈTRE 75 MM DOUBLE GALET</div> <div>OP-ROUE075</div> <div></div>      | <div>ROUE MOTORISÉE</div> <div>OPTION ROUE MOTORISÉE POUR MOBILIER MODULAIRE M3</div> <div>OP-M3EZGO</div> <div></div>                 | <div>ROUE MOTORISÉE</div> <div>OPTION DÉBRAYAGE POUR ROUE MOTORISÉE SUR MOBILIER MODULAIRE M3</div> <div>OP-M3DEB</div> <div></div>                             |
| <div>POIGNÉES DE POUSSÉE</div> <div>GRANDE POIGNÉE LATÉRALE NOIR VOLCANIQUE - GAMME M3</div> <div>OP-POIGNEE-M3</div> <div></div> | <div>POIGNÉES</div> <div>2 POIGNÉES EN FACADE COLORIS NOIR VOLCANIQUE</div> <div>OP-POIGNEEFAC</div> <div></div>                                                  | <div>ÉQUIPEMENT</div> <div>4 RAILS PORTE ACCESSOIRES POUR STOCKALLI</div> <div>OP-RAIL-M3</div> <div></div>                    | <div>ÉQUIPEMENT</div> <div>4 RAILS PORTE ACCESSOIRES</div> <div>OP-RAIL-ALLI-M3</div> <div></div>                        | <div>AMÉNAGEMENT</div> <div>OPTION SOMMIER BJMM POUR LOGISTALLI 15G</div> <div>OP-L3-SOM-BJMM-15G</div> <div></div> | <div>AMÉNAGEMENT</div> <div>OPTION SOMMIER BJMM POUR LOGISTALLI 20G</div> <div>OP-L3-SOM-BJMM-20G</div> <div></div>                    | <div>IDENTIFICATION</div> <div>STICKER IDENTIFICATION PERSONNALISABLE - EN OPTION</div> <div>OP-ID</div> <div></div>                                            |

# Accessoires

PORTE-CONTENANT

**BRIDE AVEC CROCHET  
(COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M77892



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT BAC À PLÂTRE  
SUR EASYCLIP (BAC TIROIR  
1/2 HAUTEUR 155 NON  
INCLUS) (COMP. V2 & M3)**

AC-SUPBACPLAT



PORTE-CONTENANT

**BRIDE PORTE BLOUSE  
(COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M77929



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT  
LATÉRAL FILAIRE 2 ÉTAGES  
(SANS BAC) (COMP. V1, V2  
& M3)**

AC-M21021SC



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT  
LATÉRAL FILAIRE XL POUR  
BOÎTE À GANTS (COMP. V1,  
V2 & M3)**

AC-BOGANXL



PORTE-CONTENANT

**PORTE SAC POUBELLE 2 x  
JUSQU'A 20L DOUBLE  
FILAIRE (COMP. V2 & M3)**

AC-M21066SI



PORTE-CONTENANT

**DOSSIERS SUSPENDUS  
CARTON POUR  
CONTENEUR À DOSSIERS -  
QUANTITE 25**

AC-1014236



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT  
LATÉRAL FILAIRE POUR  
BOÎTE À GANTS (COMP. V1,  
V2 & M3)**

AC-BOGAN



PORTE-CONTENANT

**POUBELLE 13L TRI  
SÉLECTIF (2X) (COMP. V1,  
V2 & M3)**

AC-M77869



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT  
LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE  
(BAC 155 1/4 INCLUS)**

AC-M21020SC155



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT  
LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE  
(BAC 075 1/4 INCLUS)**

AC-M21020SC75



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT  
LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE  
(SANS BAC) (COMP. V1, V2  
& M3)**

AC-M21020SC



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT POUR SOLUTION  
HYDRO-ALCOOLIQUE -  
POUR CHARIOT 9G**

AC-GEL16



PORTE-CONTENANT

**PORTE SAC POUBELLE  
FILAIRE (COMP. V2 & M3)**

AC-M21063SI



PORTE-CONTENANT

**POUBELLE 13L NOIRE  
VOLCANIQUE (COMP. V1,  
V2 & M3)**

AC-M21028SC



PORTE-CONTENANT

**SANGLE EN ÉLASTOMÈRE  
TRANSLUCIDE (COMP. V2 &  
M3)**

AC-M21027SA



PORTE-CONTENANT

**PINCE DE FIXATION POUR  
POUBELLE 13L**

AC-PINCEPOUBELLE



PORTE-CONTENANT

**CONTAINER DOSSIERS  
SUSPENDUS NOIR AVEC  
POIGNÉES**

AC-M1809011A-M3



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT POUR BOÎTE À  
AIGUILLES NOIR  
VOLCANIQUE (COMP. M3)**

AC-M21027NV-M3



EXTENSION PLAN DE TRAVAIL ...

**TABLETTE ÉCRITOIRE  
RABATTABLE**

AC-TAB-ECRITOIRE



ÉQUIPEMENT

**BANDE ADHÉSIVE ALU  
AIMANTÉE POUR RAIL  
(COMP. V1 & V2)**

AC-M77942



# Accessoires

ÉQUIPEMENT

**BANDE VELCRO BLEUE**  
**LONGUEUR 5 M À COUPER**

CO-M77885



PORTE-CONTENANT



**ENSEMBLE 6 CROCHETS**  
**COMPATIBLE PORTIQUE ET**  
**RAIL EASYCLIP**

AC-SUP5C



# Composants


|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>BAC À LÈVRES</div> <div>BAC À LÈVRES<br/>TRANSPARENT - HAUTEUR<br/>200 MM PLEIN</div> <div>CO-BAL200PT</div> <div></div>                                                 | <div>BAC À LÈVRES</div> <div>BAC À LÈVRES<br/>TRANSPARENT - HAUTEUR<br/>200 MM AJOURÉ</div> <div>CO-BAL200AT</div> <div></div>                                                           | <div>BAC À LÈVRES</div> <div>BAC À LÈVRES<br/>TRANSPARENT - HAUTEUR<br/>50 MM PLEIN</div> <div>CO-BAL50PT</div> <div></div>                                                              | <div>BAC À LÈVRES</div> <div>BAC À LÈVRES<br/>TRANSPARENT - HAUTEUR<br/>100 MM PLEIN</div> <div>CO-BAL100PT</div> <div></div>                       | <div>BAC À LÈVRES</div> <div>BAC À LÈVRES<br/>TRANSPARENT - HAUTEUR<br/>100 MM AJOURÉ</div> <div>CO-BAL100AT</div> <div></div>                       | <div>BAC À LÈVRES</div> <div>BUTÉE D'ARRÊT POUR BAL<br/>BLANC</div> <div>CO-BA</div> <div></div>                                                    | <div>GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...</div> <div>JEU DE DEUX GLISSIÈRES<br/>BLANCHES POUR BAL ET<br/>PLATEAUX BACS<br/>JOURNALIERS F600</div> <div>CO-GB6</div> <div></div> |
| <div>GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...</div> <div>JEU DE DEUX GLISSIÈRES<br/>BLANCHES POUR BAL ET<br/>PLATEAUX BACS<br/>JOURNALIERS F600</div> <div>CO-GB6</div> <div></div> | <div>GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...</div> <div>JEU DE DEUX GLISSIÈRES<br/>INCLINÉES BLANCHES<br/>POUR BAL ET PLATEAUX<br/>BACS JOURNALIERS F600</div> <div>CO-GBI6</div> <div></div> | <div>GLISSIÈRES POUR BAC A LEVRES ...</div> <div>JEU DE DEUX GLISSIÈRES<br/>INCLINÉES BLANCHES<br/>POUR BAL ET PLATEAUX<br/>BACS JOURNALIERS F600</div> <div>CO-GBI6</div> <div></div> | <div>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</div> <div>PEIGNE TRANSPARENT<br/>BAL - HAUTEUR 200 MM<br/>LONG AJOURÉ</div> <div>CO-PL200AT</div> <div></div> | <div>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</div> <div>PEIGNE TRANSPARENT<br/>BAL - HAUTEUR 200 MM<br/>COURT AJOURÉ</div> <div>CO-PC200AT</div> <div></div> | <div>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</div> <div>PEIGNE TRANSPARENT<br/>BAL - HAUTEUR 100 MM<br/>LONG AJOURÉ</div> <div>CO-PL100AT</div> <div></div> | <div>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</div> <div>PEIGNE TRANSPARENT<br/>BAL - HAUTEUR 100 MM<br/>LONG PLEIN</div> <div>CO-PL100PT</div> <div></div>                          |
| <div>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</div> <div>PEIGNE TRANSPARENT<br/>BAL - HAUTEUR 100 MM<br/>COURT AJOURÉ</div> <div>CO-PC100AT</div> <div></div>                          | <div>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</div> <div>PEIGNE TRANSPARENT<br/>BAL - HAUTEUR 100 MM<br/>COURT PLEIN</div> <div>CO-PC100PT</div> <div></div>                                      | <div>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</div> <div>PEIGNE TRANSPARENT<br/>BAL - HAUTEUR 050 MM<br/>COURT PLEIN</div> <div>CO-PC50PT</div> <div></div>                                       | <div>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</div> <div>PEIGNE TRANSPARENT<br/>BAL - HAUTEUR 050 MM<br/>LONG PLEIN</div> <div>CO-PL50PT</div> <div></div>   | <div>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</div> <div>CLIPS POUR PEIGNE BAL<br/>EN T BLANC</div> <div>CO-CTP</div> <div></div>                             | <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div>PORTE-ÉTIQUETTE BAL<br/>TRANSPARENT (LOT DE 50)</div> <div>CO-M24534VB</div> <div></div>         | <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div>PORTE-ÉTIQUETTE BAL<br/>BLANC (LOT DE 10)<br/>VERTICAL</div> <div>CO-M77816VB</div> <div></div>                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>PORTE ÉTIQUETTE<br/>CAVALIER POUR BAL<br/>(VENDU PAR LOT DE 10)</b></div> <div>CO-M77817</div> <div></div>                                   | <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>SUPPORT ÉTIQUETTE<br/>BLANC VERTICAL (LOT DE<br/>50)</b></div> <div>CO-M77937V</div> <div></div> | <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU<br/>VERTICAL (LOT DE 50)</b></div> <div>CO-M77938V</div> <div></div> | <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>SUPPORT ÉTIQUETTE<br/>BLANC HORIZONTAL (LOT<br/>DE 50)</b></div> <div>CO-M77937</div> <div></div>                                            | <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU<br/>HORIZONTAL (LOT DE 50)</b></div> <div>CO-M77938</div> <div></div>               | <div>TIROIR</div> <div><b>ÉQUIPEMENT DE TIROIR<br/>POUR DOSSIERS<br/>SUSPENDUS BLANC</b></div> <div>CO-M21022MC</div> <div></div>                                                       | <div>TIROIR</div> <div><b>TIROIR BLANC HAUTEUR<br/>235 MM</b></div> <div>CO-M24504MC</div> <div></div>                           |
| <div>TIROIR</div> <div><b>TIROIR BLANC HAUTEUR<br/>155 MM</b></div> <div>CO-M24503MC</div> <div></div>                                                                                         | <div>TIROIR</div> <div><b>TIROIR BLANC HAUTEUR<br/>075 MM</b></div> <div>CO-M24502MC</div> <div></div>                                             | <div>TIROIR À TOXIQUE</div> <div><b>DIGICODE MÉCANIQUE<br/>POUR TIROIR À TOXIQUES</b></div> <div>OP-DIGIA152</div> <div></div>                 | <div>TIROIR À TOXIQUE</div> <div><b>TIROIR À TOXIQUES BLANC<br/>AVEC PORTE ET SERRURE<br/>MÉCANIQUE HAUTEUR 155</b></div> <div>CO-M21046MC</div> <div></div>                                   | <div>TIROIR À TOXIQUE</div> <div><b>TIROIR À TOXIQUES BLANC<br/>AVEC PORTE ET SERRURE<br/>MÉCANIQUE HAUTEUR 235</b></div> <div>CO-M21047MC</div> <div></div> | <div>TIROIR À TOXIQUE</div> <div><b>TIROIR À TOXIQUES BLANC<br/>AVEC PORTE ET SERRURE<br/>MÉCANIQUE HAUTEUR 075</b></div> <div>CO-M21045MC</div> <div></div>                          | <div>TIROIR À TOXIQUE</div> <div><b>CLE PASS POUR SERRURES<br/>TIROIRS A TOXIQUES</b></div> <div>OP-PASSPM05</div> <div></div> |
| <div>TIROIR PERCÉ</div> <div><b>TIROIR PERCÉ :<br/>COUVERCLES DU TIROIR À<br/>TOXIQUES BLANC AVEC<br/>CHARNIÈRE ET PATTES<br/>ARRIÈRES (NÉCESSI ...</b></div> <div>CO-M77873</div> <div></div> | <div>TIROIR PERCÉ</div> <div><b>TIROIR PERCÉ BLANC<br/>HAUTEUR 235</b></div> <div>CO-M77879</div> <div></div>                                      | <div>TIROIR PERCÉ</div> <div><b>TIROIR PERCÉ BLANC<br/>HAUTEUR 155</b></div> <div>CO-M77878</div> <div></div>                                  | <div>TIROIR PERCÉ</div> <div><b>TIROIR PERCÉ :<br/>COUVERCLES DU TIROIR À<br/>TOXIQUES BLANC SANS<br/>CHARNIÈRE AVEC PATTES<br/>ARRIÈRES (NÉCES ...</b></div> <div>CO-M77874</div> <div></div> | <div>TIROIR PERCÉ</div> <div><b>TIROIR PERCÉ BLANC<br/>HAUTEUR 075</b></div> <div>CO-M77877</div> <div></div>                                                | <div>TIROIR PERCÉ</div> <div><b>TIROIR PERCÉ :<br/>COUVERCLES DU TIROIR À<br/>TOXIQUES BLANC SANS<br/>CHARNIÈRE - SANS PATTES<br/>ARRIÈRES</b></div> <div>CO-M77875</div> <div></div> | <div>PEIGNES POUR TIROIR</div> <div><b>PEIGNE TIROIR BLANC -<br/>HAUTEUR 235 LONG</b></div> <div>CO-M46027F6</div> <div></div> |

PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC -  
HAUTEUR 235 COURT

CO-M46028F6



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC -  
HAUTEUR 075 LONG

CO-M46034F6



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC -  
HAUTEUR 075 COURT  
SPECIAL PETER'S

CO-PCP0570



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC -  
HAUTEUR 155 LONG

CO-M46029F6



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC -  
HAUTEUR 075 COURT

CO-M46035F6



PEIGNES POUR TIROIR

PEIGNE TIROIR BLANC -  
HAUTEUR 155 COURT

CO-M46030F6



BAC-TIROIR

BAC TIROIR BLANC - 075  
1/2

CO-M77888



BAC-TIROIR

BAC TIROIR BLANC - 155 1/4

CO-M24508MC



BAC-TIROIR

BAC TIROIR BLANC - 155 1/2

CO-M77889



BAC-TIROIR

BAC TIROIR BLANC - 075  
1/6

CO-M24506MC



BAC-TIROIR

BAC TIROIR BLANC - 075  
1/4

CO-M24507MC



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION  
BLANC - HAUTEUR 120 1/6  
AVEC POIGNÉE LISSE

CO-M24523MPL



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION  
BLANC - HAUTEUR 120 1/6  
AVEC POIGNÉE ET 5  
RAINURES

CO-M24523MP



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION  
BLANC HAUTEUR 155 1/2

CO-M77887



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION  
BLANC HAUTEUR 075 1/2

CO-M77886



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION  
BLANC HAUTEUR 155 1/4 L

CO-M24522MC



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION  
BLANC - HAUTEUR 075 1/6  
AVEC POIGNÉE

CO-M24509MP



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION  
BLANC - HAUTEUR 075 1/4  
AVEC POIGNÉE

CO-M24510MP



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION  
BLANC HAUTEUR 075 1/4

CO-M24510MC



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION  
BLANC HAUTEUR 075 1/4 L

CO-M24512MC



BAC DE SÉPARATION

BAC DE SÉPARATION  
BLANC HAUTEUR 155 1/6

CO-M24523MC



BAC DE SÉPARATION

**BAC DE SÉPARATION  
BLANC HAUTEUR 155 1/4**

CO-M24511MC



BAC DE SÉPARATION

**BAC DE SÉPARATION  
BLANC HAUTEUR 075 1/6**

CO-M24509MC



SÉPARATEURS

**SÉPARATEUR MOBILE  
BLANC - HAUTEUR 075 1/6**

CO-M24513MC



SÉPARATEURS

**SÉPARATEUR MOBILE  
BLANC - HAUTEUR 075 1/4**

CO-M24514MC



SÉPARATEURS

**BARRE DE LIAISON POUR  
SÉPARATEUR MOBILE  
BLANC (BAC DE  
SÉPARATION)**

CO-M24526MC



SÉPARATEURS

**SÉPARATEUR MOBILE  
BLANC - HAUTEUR 155 1/4**

CO-M24515MC



SÉPARATEURS

**SÉPARATEUR MOBILE  
BLANC HAUTEUR 155 1/6**

CO-M24525MC



SÉPARATEURS

**BARRE DE LIAISON POUR  
SÉPARATEUR MOBILE  
BLANC (BAC TIROIR)**

CO-M24530MC



SÉPARATEURS

**SÉPARATEUR MOBILE  
BLANC HAUTEUR 120 1/6  
POUR BAC 120/6 AVEC  
POIGNÉE**

CO-M24525MS



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION  
BLANCHE - HAUTEUR 155  
1/8**

CO-M24620MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION  
BLANCHE - HAUTEUR 075  
1/18**

CO-M24615MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION  
BLANCHE - HAUTEUR 075  
1/12**

CO-M24617MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION  
BLANCHE - HAUTEUR 075  
1/8**


CO-M24618MC



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC LONGUEUR 160  
(LOT DE 100)**


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC LONGUEUR 160  
(LOT DE 100)**


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC - 2 CASES -  
LONGUEUR 80 (LOT DE  
100)**


CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC - 2 CASES -  
LONGUEUR 80 (LOT DE  
100)**

CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC - 1 CASE -  
LONGUEUR 40 (LOT DE  
100)**

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE  
BLANC - 1 CASE -  
LONGUEUR 40 (LOT DE  
100)**

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC  
VERTICAL UNIVERSEL (LOT  
DE 10)**

CO-M77816V





PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC  
VERTICAL UNIVERSEL (LOT  
DE 10)**

CO-M77816V



# Composants

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>PORTE-ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL UNIVERSEL (VENDU PAR LOT DE 10)</b></div> <div>CO-M77816</div> <div></div> | <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>PORTE-ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL UNIVERSEL (VENDU PAR LOT DE 10)</b></div> <div>CO-M77816</div> <div></div> | <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT VERTICAL (LOT DE 50)</b></div> <div>CO-M24534V</div> <div></div> | <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT VERTICAL (LOT DE 50)</b></div> <div>CO-M24534V</div> <div></div> | <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT HORIZONTAL (LOT DE 50)</b></div> <div>CO-M24534MZ</div> <div></div> | <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT HORIZONTAL (LOT DE 50)</b></div> <div>CO-M24534MZ</div> <div></div> | <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/6</b></div> <div>CO-M24610MZ</div> <div></div>  |
| <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/6</b></div> <div>CO-M24610MZ</div> <div></div>                            | <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4</b></div> <div>CO-M24611MZ</div> <div></div>                            | <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4</b></div> <div>CO-M24611MZ</div> <div></div>                | <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR)</b></div> <div>CO-M77815</div> <div></div>   | <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR)</b></div> <div>CO-M77815</div> <div></div>      | <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM</b></div> <div>CO-M24535SZ</div> <div></div>                   | <div>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</div> <div><b>PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM</b></div> <div>CO-M24535SZ</div> <div></div> |
| <div>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</div> <div><b>ÉTIQUETTES BLEUES (LOT DE 5)</b></div> <div>CO-M77826</div> <div></div>                                             | <div>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</div> <div><b>ÉTIQUETTES JAUNES (LOT DE 5)</b></div> <div>CO-M77825</div> <div></div>                                             | <div>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</div> <div><b>ÉTIQUETTES ROUGES (VENDU PAR LOT DE 5)</b></div> <div>CO-M77827</div> <div></div>                       | <div>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</div> <div><b>ÉTIQUETTES VERTES (LOT DE 5)</b></div> <div>CO-M77828</div> <div></div>                                | <div>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</div> <div><b>ÉTIQUETTES BLANCHES POUR BOÎTE DE SUBDIVISION</b></div> <div>CO-M24532MC</div> <div></div>                | <div>ÉTAGÈRES EN ABS</div> <div><b>ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À CLASSEURS (14 INTERVALLES)</b></div> <div>CO-M77899</div> <div></div>                     | <div>ÉTAGÈRES EN ABS</div> <div><b>ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À SOLUTÉS</b></div> <div>CO-M24505MS</div> <div></div>                    |

# Composants

ÉTAGÈRES EN ABS

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600  
STANDARD**

CO-M24505MC



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK ETAGERE BT 75 - 4  
BACS TIROIRS 75 1/4 - 12  
SEPARATEURS MOBILES - 4  
PE 1/4**

PP-PETA-BT75-16



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 4 BACS  
DE SEPARATION 155 1/4 - 4  
SEPARATEURS MOBILES - 4  
BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-14-8



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 4 BACS  
DE SEPARATION 155 1/4 - 8  
SEPARATEURS MOBILES - 4  
BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-14-12



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 6 BACS  
DE SEPARATIONS 155 1/6 - 6  
SEPARATEURS MOBILES - 6  
BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-16-12



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 155 - 6 BACS  
DE SEPARATION 155 1/6 - 12  
SEPARATEURS MOBILES - 6  
BARRES DE LIAISON**

PP-PTIR155-16-18



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 75 - 6 BACS  
DE SEPARATION 75 1/6 - 18  
SEPARATEURS MOBILES**

PP-PTIR75-16-24



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 75 - 4 BACS  
DE SEPARATION 75 1/4 - 12  
SEPARATEURS MOBILES**

PP-PTIR75-14-16



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 75 - 4 BACS  
DE SEPARATION 75 1/4 - 16  
SEPARATEURS MOBILES**

PP-PTIR75-14-20



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK TIROIR 235 - 2 BACS  
DE SEPARATION 155 1/2**

PP-PTIR235-12-2



ÉTAGÈRES EN ABS

**PACK ETAGERE BT 155 - 4  
BACS TIROIRS 155 1/4 - 8  
SEPARATEURS MOBILES - 4  
BARRES DE LIAISON - 4 ...**

PP-PETA-BT155-14



ÉTAGÈRES EN COMPACT

**ÉTAGÈRE TRESPA F600**

CO-M77884



ÉTAGÈRES DEDIIÉES

**ÉTAGÈRE BLANCHE F600  
PORTE-SONDES**


CO-M24505MP



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE POUR  
ÉTAGÈRE EN RÉSINE  
STRATIFIÉE**

CO-M77907



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**ENSEMBLE PLATEAU 7  
BACS JOURNALIERS  
GRAND MODÈLE**

CO-MEC70002



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**ENSEMBLE PLATEAU 7  
BACS JOURNALIERS  
MOYEN MODÈLE**

CO-MEC70001



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**PLATEAU BAC  
JOURNALIER BLANC**


CO-MEC70003



ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...

**SYSTÈME OUVERTURE  
BLANC**

CO-SOBJ



BAC JOURNALIER

**SÉPARATEUR MOYEN  
MODÈLE (UNITAIRE)**

CO-MEC70008



BAC JOURNALIER

**SÉPARATEUR GRAND  
MODÈLE (UNITAIRE)**

CO-MEC70009



BAC JOURNALIER

**BAC JOURNALIER  
TRANSPARENT GRAND  
MODÈLE**

CO-MEC70012



# Composants

BAC JOURNALIER

**BAC JOURNALIER  
TRANSPARENT MOYEN  
MODÈLE**

CO-MEC70011



BAC JOURNALIER

**PILULIER SEUL AVEC  
COUVERCLE POUR TIROIRS  
JOINTIFS**

CO-MED038



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**ENSEMBLE PLATEAU 8  
PILULIERS - MAUVE**

CO-M77900MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PLATEAU PLUMIER -  
MAUVE**

CO-M77904MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PILULIER PLUMIER -  
MAUVE**

CO-M77902MA



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**SÉPARATEUR POUR  
PILULIER PLUMIER (VERT  
OU MAUVE)**

CO-M77903



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**ENSEMBLE PLATEAU 8  
PILULIERS - VERT**

CO-M77900VE



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PILULIER PLUMIER - VERT**

CO-M77902VE



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PLATEAU PLUMIER - VERT**

CO-M77904VE



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PILULIER PLUMIER SANS  
POIGNEE - MAUVE**

CO-M77902MA-SP



ENSEMBLE 8 PILULIERS

**PILULIER PLUMIER SANS  
POIGNEE - VERT**

CO-M77902VE-SP



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTES  
TRANSPARENT MOYEN  
MODÈLE (LOT DE 50)**

CO-MEC80020



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTES  
TRANSPARENT GRAND  
MODÈLE (LOT DE 50)**

CO-MEC80021



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**LOT DE 35 PLANCHES DE  
24 ÉTIQUETTES POUR  
PLATEAUX 8 PILULIERS  
(COLORIS PANACHÉS)**

CO-M77901



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES  
AUTOCOLLANTES MOYEN  
MODÈLE (200 PLANCHES  
DE 27 SOIT 5400  
ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ80020



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES  
AUTOCOLLANTES GRAND  
MODÈLE (200 PLANCHES  
DE 18 SOIT 3600  
ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ80021



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES  
AUTOCOLLANTES MOYEN  
MODÈLE (50 PLANCHES DE  
27 SOIT 1350 ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ8002001



ÉTIQUETTES POUR PILULIER

**ÉTIQUETTES  
AUTOCOLLANTES GRAND  
MODÈLE (50 PLANCHES DE  
18 SOIT 900 ÉTIQUETTES)**

CO-MEZ8002101



CASSETTE

**POIGNÉE POUR CASSETTE  
X2**

OP-POIGNEECA



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE, VERROUILLAGE ET  
2 POIGNÉES 3 NIVEAUX**

CO-M24627MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE, VERROUILLAGE ET  
2 POIGNÉES 2 NIVEAUX  
SPÉCIAUX**

CO-M24627MS



# Composants

CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE ET VERROUILLAGE  
3 NIVEAUX**

CO-M24626MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE, VERROUILLAGE ET  
2 POIGNÉES 2 NIVEAUX**

CO-M24624MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE ET VERROUILLAGE  
2 NIVEAUX**

CO-M24623MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE ET VERROUILLAGE 1  
NIVEAU**

CO-M24623MS



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE SANS  
PORTE 2 NIVEAUX**

CO-M24622MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE SANS  
PORTE 3 NIVEAUX**

CO-M24625MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC  
PORTE, VERROUILLAGE ET  
2 POIGNÉES 1 NIVEAU**

CO-M24624MS



CASSETTE

**CLE PASS CASSETTE  
ALLIBERT MEDICAL**

OP-PASSP03



PORTE-ETIQUETTES / SUPPORT É...

**POCHETTE  
AUTOCOLLANTE  
TRANSPARENTE A4 (LOT  
DE 5)**


CO-M77859



PORTE-ETIQUETTES / SUPPORT É...

**SUPPORT AUTOCOLLANT  
POUR SUPPORT-  
ÉTIQUETTE TRANSPARENT  
(LOT DE 5)**

CO-M77880



GOBELET

**SUPPORT BLANC POUR  
GOBELETS À USAGE  
UNIQUE AVEC  
COUVERCLES ÉTROITS (100  
PLATEAUX SANS GOBELET)**

CO-MEZ70001



GOBELET

**GOBELETS À USAGE  
UNIQUE TRANSLUCIDE  
LARGES - GRADUÉS (LOT  
DE 400)**

CO-MEZ71002



GOBELET

**GOBELETS À USAGE  
UNIQUE TRANSLUCIDE  
ÉTROITS - GRADUÉS (LOT  
DE 400)**

CO-MEZ71003



**Décors**



**EXOTIQUE BLEU**



**PLUM PURPLE**



**QUARTZ**



**LIMON**



**RED CANDY**




**RICE PAPER**

## Une maintenance préventive qui s'adapte à vous

La maintenance des dispositifs médicaux n'est pas seulement une **obligation technique**, mais aussi une **responsabilité légale** et réglementaire de l'établissement.

Elle repose sur :

- Une politique claire
- Des procédures de traçabilité
- L'utilisation de pièces conformes
- Et la qualification du personnel



# Les avantages de la maintenance préventive



## LES AVANTAGES D'UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE DE VOS ÉQUIPEMENTS

- Plus de performance : disponibilité maximale du parc.
- Plus de qualité : un service fiable et continu.
- Moins de dépenses : réduction des coûts de réparation.
- Moins de pannes : continuité assurées.



## ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS & GARANTIR LA SÉCURITÉ

Nos programmes de maintenance sont pensés pour :

- Exploiter pleinement les performances de vos équipements.
- Assurer des contrôles réguliers et des diagnostics fiables.
- Préserver la sécurité des patients, résidents et soignants.
- Maintenir la conformité réglementaire de votre établissement.



## UN BUDGET SOUS CONTRÔLE

Nos solutions de maintenance vous aident à :

- Anticiper vos dépenses.
- Éviter les coûts imprévus.
- Optimiser vos investissements en toute transparence.



## DES PIÈCES CERTIFIÉES POUR UNE FAISABILITÉ DURABLE

Toutes nos interventions sont réalisées avec des pièces d'origine, testées et validées garantissant :

- La sécurité maximale lors de l'utilisation de vos équipements.
- Le respect strict des normes réglementaires.
- La longévité et la fiabilité de vos lits, matelas et accessoires.

# Nos prestations de maintenance préventive



## UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE

De l'avant-vente à l'après-vente, nous vous accompagnons à chaque étape.

Grâce à une **analyse précise** de vos besoins, nous mettons en place un **support technique** sur-mesure, fondé sur une **collaboration durable** et **efficace**.

## DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

Nos techniciens et ingénieurs, régulièrement formés aux dernières innovations, vous assurent :

- Un service réactif et de haute qualité.
- Une installation professionnelle de vos équipements.
- La formation complète de vos équipes, directement sur site.

## NOS TECHNICIENS RÉALISENT UNE VÉRIFICATION COMPLÈTE

- Contrôle mécanique : assemblage, articulations, freins, verrouillages.
- Contrôle électronique : composants, commandes, capteurs.
- Points de sécurité : barrières, systèmes de blocage, dispositifs de protection.
- Lubrification : regraissage de tous les points de pivot.
- Tests électriques : réalisés conformément aux normes en vigueur.

Chaque opération (contrôle, réglage, remplacement) est consignée dans le rapport de maintenance du technicien.

## REMISE EN ÉTAT DU PARC

A l'issue de la visite, notre service de maintenance préventive vous enverra par mail le **rapport de maintenance** complété pour chaque équipement.

Les **fiches d'intervention** sont transmises à votre interlocuteur HAcare qui établit les devis nécessaires pour les réparations ou remplacements.

Vous disposez ainsi d'un **suivi complet** et **transparent** de la **maintenance** de votre parc.

Résultat : un processus clair et tracé, qui garantit la sécurité, la conformité et la disponibilité de vos équipements.



**Z.I. Nord 14 rue des forges  
86200 - Loudun**


Tél +33 (0)1 42 84 01 15  
adv.allibert@hacare.com



**Stéphane HARDOIN**  
**Responsable Ventes France**  
s.hardoin@hacare.com  
07 44 73 69 53



**Administration des ventes**  
adv.allibert@hacare.com  
+33 (0)1 42 84 01 15



**HA**care  
MEDICAL

1860



MKT-26-PO-HEB-SES-PT-ASF-LARM-FR  
2026