




corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/8/lieu/28/famille/104/collection/51

MATELAS ESCARRE STADE 2 - MAT2 (VISCO)

Chambre médicalisée - Long séjour / Alzheimer

Réf. produit : AC-LX-M107-Y4



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Facilité de livraison et de stockage



MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485



Easy CLEAN

Grâce à sa **housse intégrale zippée sur trois côtés** et munie de **rabats de protection**, le nettoyage est grandement facilité et la rétention des saletés est limitée. Cette conception garantit un **entretien rapide et efficace**, pour une hygiène optimale.



Facilité de livraison et de stockage

Deux conditionnements, la livraison à plat pour une **utilité immédiate** ou la livraison en matelas compressés pour **optimiser l'espace** et la **facilité** de transport. Ce conditionnement compact permet de **gérer** les stocks plus efficacement.

Performances

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| • Densité Mousse Viscolélastique | 86 kg/m ³ |
| • Densité Mousse Polyether | 21 kg/m ³ |
| • Mousse | M4 |
| • Housse | M1 |
| • Test de résistance au feu | NF EN 597-1 et NF EN 597-2 |
| • Commentaire | Housse intégrale zippée 3 côtés |



Produits complémentaires



LITS



TABLES À MANGER



MOBILIER



FAUTEUILS DE REPOS



SIÈGES

Des conseillers proches de vous



Laurent CARRET
Rhône Alpes
axis-agence@wanadoo.fr
04 72 00 89 42
Yann DOMZALSKI
Hauts de France
y.domzalski@hacare.com
06 12 33 74 58
Benoît LAMERANT
Paris, île de France
b.lamerant@hacare.com
06 95 08 82 44
Julien REDAUD
Sud Ouest
j.renaud@rj-sante.fr
06 62 92 58 66



Pauline CEPPE
Centre
p.ceppe@hacare.com
06 28 75 52 19
Julien FROMENT
Sud Est
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21
Julien LE BRUN
Bretagne
julien.le.brun@outlook.fr
06 62 47 46 28



Pascal CHEVALIER
Auvergne
pascal.chevalier@bptc.fr
04 77 22 44 22
Julien FROMENT
Corse
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21
Michaël MUNCH
Grand Est
m.munch@nexusicare.fr
06 17 17 10 64