



corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/8/lieu/36/famille/110/collection/279

LITS D'APPOINT SOMMIER EN FIBRE VÉGÉTALE - LAP (MAX)

Chambre médicalisée - Soins Médicaux de Réadaptation (SMR)

NOS POINTS FORTS

- Faciliter le nettoyage

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT

ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL

ISO 13485



Faciliter le nettoyage

Le lit d'appoint MAX simplifie l'entretien grâce à son **sommier en fibres végétales** facile à nettoyer. Associé à une **housse en polyuréthane déhoussable** et une **structure démontable**, il garantit une hygiène irréprochable.

Produits complémentaires



LITS



MATELAS



TABLES À MANGER



CHARIOTS DE SOINS



MOBILIER



CHARIOTS D'ISOLEMENT



LITS ACCOMPAGNANT



SIÈGES



FAUTEUILS DE REPOS



POSITIONNEMENT

Des conseillers proches de vous