



[corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/39/famille/118/collection/252](https://corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/39/famille/118/collection/252)

## DESSERTÉ MÉDICALE GUÉRIDON MM3 (STOCK'ALLI)

**Soins et équipement de service - Salle de préparation des soins**

Réf. produit : MO-S60009-V1



### NOS POINTS FORTS

- Optimiser l'espace avec le concept P20
- Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure

MANAGEMENT ET  
SATISFACTION CLIENT  
**ISO 9001**

DISPOSITIF MÉDICAL  
**ISO 13485**



### Faciliter le nettoyage

**Désassemblage sans outil** pour un nettoyage intégral rapide, évite toute rétention pour une **hygiène parfaite** et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



### Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.

## Performances

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| • Largeur                          | 79 cm  |
| • Profondeur                       | 46 cm  |
| • Hauteur                          | 102 cm |
| • Charge maximale admissible       | 50 kg  |
| • Nombre de glissières (hauteur G) | 9G     |



## Améliorer selon vos besoins



**2 Options**



**31 Accessoires**

## Produits complémentaires



BUREAU ADMINISTRATIF



BLOCS TIROIRS



PLANS DE TRAVAIL  
MOBILES



ARMOIRES À PHARMACIE



ARMOIRES DE STOCKAGE  
FERMÉES



PLACARDS MURAUX

## Des conseillers proches de vous