



corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/39/famille/120/collection/331

ARMOIRES À PHARMACIE ARMOIRE FERMÉE À RIDEAU - MM3 (LOGIST'ALLI)

Soins et équipement de service - Salle de préparation des soins

Réf. produit : MO-L60018-BJMM



Motorisation avec la 5^e roue

La **motorisation**, associée à une **5^e roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**.

Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable, sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.



Optimiser la surface de soins


La **fixation des accessoires** se fait en un geste, sans aucun outil, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide et efficace** au quotidien.

NOS POINTS FORTS

- Un rideau amovible pour protéger et verrouiller
- Optimiser le stockage
- Faciliter le nettoyage

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485



Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements fluides, silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



Sécuriser le stockage

Serrures **électroniques à digicode, RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide et sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**. Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.

Performances

• Largeur	69,8 cm
• Profondeur	56,8 cm
• Hauteur	181 cm
• Charge maximale admissible	150 kg
• Nombre de glissières (hauteur G)	18G



Améliorer selon vos besoins



17 Options



2 Accessoires



6 coloris

Produits complémentaires



DESSERTÉ MÉDICALE



BUREAU ADMINISTRATIF



BLOCS TIROIRS



PLANS DE TRAVAIL
MOBILES



ARMOIRES DE STOCKAGE
FERMÉES



PLACARDS MURAUX

Des conseillers proches de vous