



corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/40/famille/118/collection/252

## DESSERTTE MÉDICALE GUÉRIDON MM3 (STOCK'ALLI)

### Soins et équipement de service - Soins

Réf. produit : PP-S60009-V4



#### NOS POINTS FORTS

- Optimiser l'espace avec le concept P20
- Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure

MANAGEMENT ET  
SATISFACTION CLIENT  
**ISO 9001**

DISPOSITIF MÉDICAL  
**ISO 13485**



#### Faciliter le nettoyage

**Désassemblage sans outil** pour un nettoyage intégral rapide, évite toute rétention pour une **hygiène parfaite** et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



#### Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.

## Performances

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| • Largeur                          | 74 cm  |
| • Profondeur                       | 46 cm  |
| • Hauteur                          | 102 cm |
| • Charge maximale admissible       | 50 kg  |
| • Nombre de glissières (hauteur G) | 9G     |



## Améliorer selon vos besoins



**2 Options**



**36 Accessoires**



**6 coloris**

## Produits complémentaires



CHARIOTS DE SOINS



CHARIOTS À PLÂTRE



ARMOIRES DE NURSING

## Des conseillers proches de vous