



corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/40/famille/127/collection/348

CHARIOTS À PLÂTRE CHARIOT SÉCURISÉ À TIROIRS JOINTIFS - MM3 (MOD'ALLI)

Soins et équipement de service - Soins




NOS POINTS FORTS

- Protéger et verrouiller
- Plateau sécurisé pour une préparation fiable
- Tablette extensible
- Organisation optimale
- Rail porte-accessoires


MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485



Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements** fluides, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur.
Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat.
Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.



Faciliter le nettoyage

Désassemblage sans outil pour un nettoyage intégral rapide, évite toute rétention pour une **hygiène parfaite** et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



Motorisation avec la 5^e roue

La **motorisation**, associée à une **5^e roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**.
Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable, sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.



Produits complémentaires



DESSERTÉ MÉDICALE



CHARIOTS DE SOINS



ARMOIRES DE NURSING

Des conseillers proches de vous