



corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/41/famille/121/collection/331

ARMOIRES DE STOCKAGE FERMÉES ARMOIRE FERMÉE À RIDEAU - MM3 (LOGIST'ALLI)


Soins et équipement de service - Zones de réserves



Motorisation avec la 5^e roue

La **motorisation**, associée à une **5^e roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**.

Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable, sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.



Optimiser la surface de soins


La **fixation des accessoires** se fait en un geste, sans aucun outil, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide et efficace** au quotidien.

NOS POINTS FORTS

- Un rideau amovible pour protéger et verrouiller
- Optimiser le stockage
- Faciliter le nettoyage

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485



Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements fluides, silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



Sécuriser le stockage

Serrures **électroniques à digicode, RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide et sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**. Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.

Performances

- Largeur 69,8 cm / 72,8 cm
- Profondeur 56,8 cm / 58,6 cm
- Hauteur 160,2 cm / 181 cm / 196 cm
- Charge maximale admissible 150 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 15G / 18G / 20G



Améliorer selon vos besoins



31 Options



23 Accessoires



6 coloris

Produits complémentaires



ARMOIRES DE STOCKAGE
OUVERTE...



ARMOIRES À PHARMACIE

Des conseillers proches de vous