



corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/41/famille/151/collection/335

ARMOIRES DE STOCKAGE OUVERTES ARMOIRE OUVERTE - MM3 (STOCK'ALLI)

Soins et équipement de service - Zones de réserves

Réf. produit : PP-S42021-RV2



NOS POINTS FORTS

- Optimiser le stockage
- Agencer et optimiser vos espaces

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485

Optimiser le stockage avec le concept P20

Cette armoire mobile de **stockage** garantit un remplissage **sans perte d'espace** de rangement grâce au **concept P20**. De plus, la façade 400 permet d'**optimiser** votre agencement dans les **espaces réduits**.

Performances

- | | |
|------------------------------------|----------|
| • Largeur | 94,5 cm |
| • Profondeur | 64,3 cm |
| • Hauteur | 197,4 cm |
| • Charge maximale admissible | 280 kg |
| • Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 21G |



Améliorer selon vos besoins



8 Options




0 Accessoires

Produits complémentaires



ARMOIRES À PHARMACIE



ARMOIRES DE STOCKAGE
FERMÉES

Des conseillers proches de vous