



corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/41/famille/151/collection/335

ARMOIRES DE STOCKAGE OUVERTES ARMOIRE OUVERTE - MM3 (STOCK'ALLI)

Soins et équipement de service - Zones de réserves

Réf. produit : PP-S62021-TV1



NOS POINTS FORTS

- Optimiser le stockage
- Agencer et optimiser vos espaces

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485

Optimiser le stockage avec le concept P20

Cette armoire mobile de **stockage** garantit un remplissage **sans perte d'espace** de rangement grâce au **concept P20**. De plus, la façade 400 permet d'**optimiser** votre agencement dans les **espaces réduits**.

Performances

• Largeur	133,9 cm
• Profondeur	45,4 cm
• Hauteur	197,4 cm
• Charge maximale admissible	280 kg
• Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G



Améliorer selon vos besoins

 **4 Options**

 **0 Accessoires**

Produits complémentaires



ARMOIRES À PHARMACIE



ARMOIRES DE STOCKAGE
FERMÉES

Des conseillers proches de vous