



corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/42/famille/113/collection/36

CHARIOTS D'ISOLEMENT CHARIOT D'ISOLEMENT - MM1 (RAIL MOBILE BAS)

Soins et équipement de service - Plateau techniquee

Réf. produit : PP-M270814V1



NOS POINTS FORTS

- Optimiser l'espace
- Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485



Faciliter le nettoyage

Désassemblage sans outil pour un nettoyage intégral rapide, évite toute rétention pour une **hygiène parfaite** et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.

Performances

- Largeur 47 cm
- Profondeur 60 cm
- Hauteur 107 cm



Produits complémentaires



DESSERTÉ MÉDICALE



CHARIOTS DE SOINS



BLOCS TIROIRS



PLANS DE TRAVAIL
MOBILES



ARMOIRES DE NURSING



ARMOIRES DE STOCKAGE
FERMÉES



ARMOIRES DE STOCKAGE
OUVERTE...



PLACARDS MURAUX

Des conseillers proches de vous