



corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/42/famille/118/collection/252

DESSERTÉ MÉDICALE GUÉRIDON MM3 (STOCK'ALLI)

Soins et équipement de service - Plateau techniquee

Réf. produit : PP-S60009-FV2



NOS POINTS FORTS

- Optimiser l'espace avec le concept P20
- Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485



Faciliter le nettoyage

Désassemblage sans outil pour un nettoyage intégral rapide, évite toute rétention pour une **hygiène parfaite** et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.

Performances

• Largeur	79 cm
• Profondeur	46 cm
• Hauteur	102 cm
• Charge maximale admissible	50 kg
• Nombre de glissières (hauteur G)	9G



Améliorer selon vos besoins



0 Options



36 Accessoires



6 coloris

Produits complémentaires



CHARIOTS DE SOINS



CHARIOTS D'ISOLEMENT




BLOCS TIROIRS



PLANS DE TRAVAIL
MOBILES



ARMOIRES DE NURSING



ARMOIRES DE STOCKAGE
FERMÉES



ARMOIRES DE STOCKAGE
OUVERTE...



PLACARDS MURAUX

Des conseillers proches de vous