



corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/42/famille/151/collection/335

ARMOIRES DE STOCKAGE OUVERTES ARMOIRE OUVERTE - MM3 (STOCK'ALLI)

Soins et équipement de service - Plateau techniquee



NOS POINTS FORTS

- Optimiser le stockage
- Agencer et optimiser vos espaces

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485

Optimiser le stockage avec le concept P20

Cette armoire mobile de **stockage** garantit un remplissage **sans perte d'espace** de rangement grâce au **concept P20**. De plus, la façade 400 permet d'**optimiser** votre agencement dans les **espaces réduits**.

Performances

- Largeur 47,2 cm / 69,9 cm / 70 cm / 94,5 cm / 133,9 cm
- Profondeur 45,4 cm / 46 cm / 64,3 cm
- Hauteur 197,4 cm
- Charge maximale admissible 140 kg / 280 kg
- Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 9G / 2 x 21G / 21G



Améliorer selon vos besoins



18 Options



0 Accessoires

Produits complémentaires



DESSERTÉ MÉDICALE



CHARIOTS DE SOINS



CHARIOTS D'ISOLEMENT



BLOCS TIROIRS



PLANS DE TRAVAIL
MOBILES



ARMOIRES DE NURSING



ARMOIRES DE STOCKAGE
FERMÉES



PLACARDS MURAUX

Des conseillers proches de vous