



corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/42/famille/151/collection/335

ARMOIRES DE STOCKAGE OUVERTES ARMOIRE OUVERTE - MM3 (STOCK'ALLI)

Soins et équipement de service - Plateau techniquee

Réf. produit : MO-S40021-V1



NOS POINTS FORTS

- Optimiser le stockage
- Agencer et optimiser vos espaces

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485

Optimiser le stockage avec le concept P20

Cette armoire mobile de **stockage** garantit un remplissage **sans perte d'espace** de rangement grâce au **concept P20**. De plus, la façade 400 permet d'**optimiser** votre agencement dans les **espaces réduits**.

Performances

- | | |
|------------------------------------|----------|
| • Largeur | 47,2 cm |
| • Profondeur | 64,3 cm |
| • Hauteur | 197,4 cm |
| • Charge maximale admissible | 140 kg |
| • Nombre de glissières (hauteur G) | 21G |



Améliorer selon vos besoins



8 Options



0 Accessoires

Produits complémentaires



DESSERTÉ MÉDICALE



CHARIOTS DE SOINS



CHARIOTS D'ISOLEMENT



BLOCS TIROIRS



PLANS DE TRAVAIL
MOBILES



ARMOIRES DE NURSING



ARMOIRES DE STOCKAGE
FERMÉES



PLACARDS MURAUX

Des conseillers proches de vous