



corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/42/famille/151/collection/335

ARMOIRES DE STOCKAGE OUVERTES ARMOIRE OUVERTE - MM3 (STOCK'ALLI)

Soins et équipement de service - Plateau techniquee

Réf. produit : MO-S10021-MIXTE



NOS POINTS FORTS

- Optimiser le stockage
- Agencer et optimiser vos espaces

MANAGEMENT ET
SATISFACTION CLIENT
ISO 9001

DISPOSITIF MÉDICAL
ISO 13485

Optimiser le stockage avec le concept P20

Cette armoire mobile de **stockage** garantit un remplissage **sans perte d'espace** de rangement grâce au **concept P20**. De plus, la façade 400 permet d'**optimiser** votre agencement dans les **espaces réduits**.

Performances

• Largeur	133,9 cm
• Profondeur	45,4 cm
• Hauteur	197,4 cm
• Charge maximale admissible	280 kg
• Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 9G



Améliorer selon vos besoins



4 Options



0 Accessoires

Produits complémentaires



DESSERTÉ MÉDICALE



CHARIOTS DE SOINS



CHARIOTS D'ISOLEMENT



BLOCS TIROIRS



PLANS DE TRAVAIL
MOBILES



ARMOIRES DE NURSING



ARMOIRES DE STOCKAGE
FERMÉES



PLACARDS MURAUX

Des conseillers proches de vous