



[corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/42/famille/151/collection/335](https://corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/42/famille/151/collection/335)

## ARMOIRES DE STOCKAGE OUVERTES ARMOIRE OUVERTE - MM3 (STOCK'ALLI)

**Soins et équipement de service - Plateau techniquee**

Réf. produit : PP-S60021-V2



### NOS POINTS FORTS

- Optimiser le stockage
- Agencer et optimiser vos espaces

MANAGEMENT ET  
SATISFACTION CLIENT  
**ISO 9001**

DISPOSITIF MÉDICAL  
**ISO 13485**

### Optimiser le stockage avec le concept P20

Cette armoire mobile de **stockage** garantit un remplissage **sans perte d'espace** de rangement grâce au **concept P20**. De plus, la façade 400 permet d'**optimiser** votre agencement dans les **espaces réduits**.

## Performances

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| • Largeur                          | 69,9 cm  |
| • Profondeur                       | 45,4 cm  |
| • Hauteur                          | 197,4 cm |
| • Charge maximale admissible       | 140 kg   |
| • Nombre de glissières (hauteur G) | 21G      |



## Améliorer selon vos besoins



**7 Options**



**0 Accessoires**

## Produits complémentaires



DESSERTÉ MÉDICALE



CHARIOTS DE SOINS



CHARIOTS D'ISOLEMENT



BLOCS TIROIRS



PLANS DE TRAVAIL  
MOBILES



ARMOIRES DE NURSING



ARMOIRES DE STOCKAGE  
FERMÉES



PLACARDS MURAUX

## Des conseillers proches de vous