



Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	16 kg
-------	-------

DIMENSIONS

Longueur	198 cm
Largeur	88 cm
Hauteur	17,5 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	40 - 150 kg
--------------------	-------------

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE
-------------	----

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés
-------------	---------------------------------

AC-LX-M607-Y4

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE MULTIORTANCE - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS

200 | 090 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

