



Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids22,5 kg

DIMENSIONS

Longueur198 cm
Largeur110 cm
Hauteur14 cm
DimensionsCompressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique86 kg/m3
Portance Mousse HR3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique2 kPa
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasPrévention des Escarres
Classe MatelasClasse II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient40 - 150 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CECE

CLASSEMENT FEU


MousseM4
HousseM1
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

AC-LX-M299-Y4-C

MATELAS + HOUSSE - COUCHAGE 200 X 110 CM - POUR KIT XL CONFORT - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

