



Spécificités techniques

AC-LX-M537-Y4-C

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 120 CM - ANGLES DROITS - MAXI - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids20,6 kg

DIMENSIONS

Longueur198 cm
Largeur120 cm
Hauteur14 cm
DimensionsCompressé : H: 130/ Diamètre : 35 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique86 kg/m3
Portance Mousse HR3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique2 kPa
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasPrévention des Escarres
Classe MatelasClasse II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION


Marquage CECE

CLASSEMENT FEU

MousseM4
HousseM1
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

