



Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	10,6 kg
-------	---------

DIMENSIONS

Longueur	158 cm
Largeur	78 cm
Hauteur	14,5 cm
Dimensions	Compressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience et Viscoélastique
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Densité Mousse Viscolélastique	86 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Portance Mousse Viscoélastique	2 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Prévention des Escarres
Classe Matelas	Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	100 kg
--------------------	--------

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE
-------------	----

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés
-------------	---------------------------------

AC-4000-00043-C

MATELAS + HOUSSE - COUCHAGE 160 X 80 CM - POUR LIT BAMBINO - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

160 | 080 | VI
COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

