



Spécificités techniques

AC-LX-M177-Y4

MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE + POLYETHER - COUCHAGE 200 X 70 CM - ANGLES DROITS - TOPI COMBI

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids 9,6 kg

DIMENSIONS

Longueur 198 cm
Largeur 70 cm
Hauteur 14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse Polyéther et Viscoélastique
Densité Mousse Viscolélastique 86 kg/m3
Portance Mousse Viscoélastique 2 kPa
Matière Housse 60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine 95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine 60 Maxi T°C
Densité Mousse Polyether 21 kg/m3
Portance Mousse Polyéther 3,2 kPa

TYPE

Type de matelas Prévention des Escarres
Classe Matelas Classe II - Risque modéré à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient 40 - 140 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE CE


CLASSEMENT FEU

Mousse M4
Housse M1
Test de résistance au feu NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 070 | VI



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

