



Spécificités techniques

AC-LX-M208-Y4

MATELAS + HOUSSE RENFORCÉE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids11 kg

DIMENSIONS

Longueur198 cm
Largeur88 cm
Hauteur14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	PVC Load Gris Oscuro 670g/m2
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasConfort multi-articulation
Classe MatelasClasse 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CECE


CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée sur 1 côté (largeur)

200 | 090 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

