

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids

1,9 kg

DIMENSIONS

Longueur

20 cm

Largeur

120 cm

Hauteur

14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse

Polyuréthane Haute Résilience

Densité Mousse HR

35 kg/m3

Portance Mousse HR

3,4 kPa

Matière Housse

60% polyuréthane 40% polyester

Housse - Lavage en machine

95 Maxi T°C

Housse - Séchage en machine

60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas

Matelas Rallonge Sommier

Classe Matelas

Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient

130 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE

CE

CLASSEMENT FEU

Mousse

M4

Housse

M1

Test de résistance au feu


NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire

Housse intégrale zippée 3 côtés

020 | 120 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

