

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	1,5 kg
-------	--------

DIMENSIONS

Longueur	20 cm
Largeur	88 cm
Hauteur	17 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas	Matelas Rallonge Sommier
Classe Matelas	Classe I - Risque faible à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	90 kg
--------------------	-------

RÈGLEMENTATION

Marquage CE	CE
-------------	----


CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés
-------------	---------------------------------

020 | 090 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

