



Spécificités techniques

AC-LX-M227

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 110 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids10,1 kg

DIMENSIONS

Longueur198 cm
Largeur110 cm
Hauteur14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR35 kg/m3
Portance Mousse HR3,4 kPa
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasConfort multi-articulation
Classe MatelasClasse 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient40 - 120 kg


CLASSEMENT FEU

MousseM4
HousseM1
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

200 | 110 | HR



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

