



Spécificités techniques

AC-LX-M207-A-Y4-C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES TRONQUES - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids8,3 kg

DIMENSIONS

Longueur198 cm
Largeur88 cm
Hauteur14 cm
DimensionsCompressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR35 kg/m3
Portance Mousse HR3,4 kPa
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasConfort multi-articulation
Classe MatelasClasse 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient40 - 120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CECE


CLASSEMENT FEU

MousseM4
HousseM1
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | HR
COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

