



Spécificités techniques

AC-LX-M217-C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 100 CM - ANGLES DROITS - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids 9,2 kg

DIMENSIONS

Longueur 198 cm
Largeur 100 cm
Hauteur 14 cm
Dimensions Compressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR 35 kg/m3
Portance Mousse HR 3,4 kPa
Matière Housse 60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine 95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine 60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas Confort multi-articulation
Classe Matelas Classe 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient 40 - 120 kg


CLASSEMENT FEU

Mousse M4
Housse M1
Test de résistance au feu NF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire Housse intégrale zippée 3 côtés

200 | 100 | HR
COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

