



Spécificités techniques

AC-4000-00008-C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 160 X 80 CM - POUR LIT BAMBINO - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids8,5 kg

DIMENSIONS

Longueur158 cm
Largeur78 cm
Hauteur14 cm
DimensionsCompressé : H: ?/ Diamètre : ? cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR35 kg/m3
Portance Mousse HR3,4 kPa
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasConfort
Classe MatelasClasse 0 - Risque faible

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient? kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CECE

CLASSEMENT FEU

MousseM4
HousseM1
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

160 | 080 | HR
COMPRESSÉ



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

