




Spécificités techniques

AC-LX-M207-Y4-C

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS - LIVRÉ SOUS FORME COMPRESSÉE

POIDS - ECO-PERFORMANCES	
Poids	10,8 kg
DIMENSIONS	
Longueur	198 cm
Largeur	88 cm
Hauteur	14 cm
Dimensions	Compressé : H: ?/ Diamètre : ? cm
MATIÈRES & REVÊTEMENTS	
Matière Mousse	Polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine	95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C
TYPE	
Type de matelas	Confort multi-articulation
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible
CHARGE DE SÉCURITÉ	
Poids maxi patient	40 - 120 kg
RÈGLEMENTATION	
Marquage CE	CE
CLASSEMENT FEU	
Mousse	M4
Housse	M1
Test de résistance au feu	NF EN 597-1 et NF EN 597-2
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE	
Commentaire	Housse intégrale zippée 3 côtés



NOS POINTS FORTS

- Easy CLEAN
- Logistique optimisée

