

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids15,5 kg

DIMENSIONS

Longueur195 cm
Largeur87 cm
Hauteur17,5 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR35 kg/m3
Portance Mousse HR3,4 kPa
Matière HousseDermalon

TYPE

Type de matelasMatelas Gaufrier
Classe MatelasClasse I - Risque faible à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient40 - 120 kg


RÈGLEMENTATION

Marquage CECE

CLASSEMENT FEU

MousseM4

200 | 090 | GA



NOS POINTS FORTS

- Configurations dédiées
- Logistique optimisée



POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids

15,5 kg

DIMENSIONS

Longueur

195 cm

Largeur

87 cm

Hauteur

14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse

Polyuréthane Haute Résilience

Densité Mousse HR

35 kg/m3

Portance Mousse HR

3,4 kPa

Matière Housse

Alèse

Housse - Lavage en machine

90 Maxi T°C

Housse - Séchage en machine

60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas

Matelas Gaufrier

Classe Matelas

Classe I - Risque faible à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient

40 - 120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE

CE


CLASSEMENT FEU

Mousse

M4

Housse

M1



NOS POINTS FORTS

- Configurations dédiées
- Logistique optimisée





Spécificités techniques

AC-LX-M407-A-Y4

MATELAS + HOUSSE - GAUFRIER - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES TRONQUES

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids16 kg

DIMENSIONS

Longueur195 cm
Largeur87 cm
Hauteur14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR35 kg/m3
Portance Mousse HR3,4 kPa
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasMatelas Gaufrier
Classe MatelasClasse I - Risque faible à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient40 - 120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CECE


CLASSEMENT FEU

MousseM4
HousseM1
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | VI



NOS POINTS FORTS

- Configurations dédiées
- Logistique optimisée





Spécificités techniques

AC-LX-M407-Y4

MATELAS + HOUSSE - GAUFRIER - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids16 kg

DIMENSIONS

Longueur195 cm
Largeur87 cm
Hauteur14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière MoussePolyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR35 kg/m3
Portance Mousse HR3,4 kPa
Matière Housse60% polyuréthane 40% polyester
Housse - Lavage en machine95 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelasMatelas Gaufrier
Classe MatelasClasse I - Risque faible à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CECE


CLASSEMENT FEU

MousseM4
HousseM1
Test de résistance au feuNF EN 597-1 et NF EN 597-2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

CommentaireHousse intégrale zippée 3 côtés

200 | 090 | GA



NOS POINTS FORTS

- Configurations dédiées
- Logistique optimisée

