

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids

15,5 kg

DIMENSIONS

Longueur

195 cm

Largeur

87 cm

Hauteur

14 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse

Polyuréthane Haute Résilience

Densité Mousse HR

35 kg/m3

Portance Mousse HR

3,4 kPa

Matière Housse

Alèse

Housse - Lavage en machine

90 Maxi T°C

Housse - Séchage en machine

60 Maxi T°C

TYPE

Type de matelas

Matelas Gaufrier

Classe Matelas

Classe I - Risque faible à élevé

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient

40 - 120 kg

RÈGLEMENTATION

Marquage CE

CE


CLASSEMENT FEU

Mousse

M4

Housse

M1



NOS POINTS FORTS

- Configurations dédiées
- Logistique optimisée

